




Motion C&G P X

Uživatelská příručka



Made for

 iPhone | iPad | iPod

Obsah

Vítejte	4
<hr/>	
Vaše sluchadla	5
<hr/>	
Typ sluchadla	5
Seznamte se se svými sluchadly	6
Součásti a názvy	6
Ovládací prvky	9
Naslouchací programy	10
Vlastnosti	10
Každodenní použití	11
<hr/>	
Nabíjení	11
Zapínání a vypínání	12
Přepnutí do pohotovostního režimu	14
Vkládání a vyjímání sluchadel	15
Nastavení hlasitosti	19
Změna naslouchacího programu	20
Další nastavení (volitelné)	20
Speciální poslechové situace	21
<hr/>	
Telefonování	21
Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu	22
Režim „v letadle“ pro sluchadla	22
Indukční smyčky pro přenos audiosignálu	23

Údržba a péče	24
Naslouchací přístroje	24
Ušní koncovky a trubičky	26
Profesionální údržba	29
Důležité bezpečnostní informace	30
Další informace	33
Bezpečnostní informace	33
Příslušenství	33
Podmínky pro provoz, přepravu a skladování	33
Informace týkající se likvidace	35
Symbyly použité v tomto dokumentu	35
Odstraňování poruch	36
Specifické informace pro danou zemi	37
Servis a záruka	38

Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše sluchadla, aby vás doprovázela vašim každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s podporou vašeho foniatra Vám pomohou pochopit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám sluchadla nabízejí.

Abyste vám sluchadla poskytla maximální přínos, doporučujeme vám, abyste je používali každý den a od rána do večera. To vám pomůže si na ně zvyknout.



UPOZORNĚNÍ

Je důležité, abyste si pozorně prostudovali celou tuto uživatelskou příručku a příručku věnovanou bezpečnosti. Dodržujte bezpečnostní informace, abyste zabránili škodám nebo poškození zdraví.



Předtím, než svá sluchadla poprvé použijete, zajistěte jejich plné nabití. Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku.

Vaše sluchadla



Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusí být vaše sluchadla vybavena.

Obrátte se na svého foniatra, aby označil funkce, které jsou pro vaše sluchadla v platnosti.

Typ sluchadla

Vaše sluchadla jsou typu BTE (Behind-The-Ear (Za uchem)). Zvuk ze sluchadla je do ucha přenášen trubičkou. Tato sluchadla nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Napájecí článek (lithiová dobíjecí baterie) je natrvalo zabudován do vašeho sluchadla. To umožňuje snadné nabíjení pomocí naší standardní nabíječky nebo volitelné nabíječky Dry&Clean Charger.

Funkce bezdrátové komunikace umožňuje využívat pokročilé audiologické funkce a synchronizaci mezi vašimi sluchadly.

Vaše sluchadlo je vybaveno technologií Bluetooth® low energy* Technologie umožňující snadnou výměnu dat s vaším chytrým telefonem a bezproblémový streaming audiosignálu s vaším přístrojem iPhone**.

* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem tohoto produktu z hlediska právních norem spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.

** iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní známky firmy Apple Inc., které jsou registrovány v USA a v jiných zemích.

Seznamte se se svými sluchadly


Doporučujeme Vám, abyste se se svými novými sluchadly důkladně seznámili. Vezměte sluchadla do rukou a zkuste si používat ovládací prvky, abyste si povšimli, kde se na sluchadlech nacházejí. Tímto způsobem si usnadníte obsluhu ovládacích prvků, až budete mít sluchadla nasazena.

i

Jestliže máte problémy se stisknutím ovládacích prvků na sluchadlech, když je máte nasazena, můžete se zeptat svého foniatra, zda je pro ovládání vašich sluchadel k dispozici dálkové ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon.

Součásti a názvy

Vaše sluchadla jsou připojena buď ke zvukovému háku a k uživatelsky tvarované ušní koncovce nebo ke standardní trubičce (ThinTube) a ke standardní ušní koncovce (LifeTip).



-
- | | |
|---|--------------------|
| 1 Ušní koncovka | 5 Zvukový hák |
| 2 Trubička (ThinTube) | 6 Nabíjecí kontakt |
| 3 Otvory mikrofonu | 7 Označení strany |
| 4 Kolébkový přepínač
(ovládání, vypínač) | |
-

Můžete používat buď standardní ušní koncovky spolu se standardní trubičkou nebo uživatelsky tvarované ušní koncovky spolu se zvukovým hákem a trubičkou.

Standardní ušní koncovky můžete snadno vyměnit a standardní trubičku můžete čistit. Více se můžete dočíst v kapitole: „Údržba a péče“.

Standardní ušní koncovky/trubičky Velikost


 Otevřené

 Kónické

ThinTube

Ušní koncovky vyrobené na míru uživateli

Příklady:



Ovládací prvky

Pomocí kolébkového přepínače můžete například přepínat naslouchací programy. Požadované funkce pro kolébkový přepínač naprogramoval váš foniatr.

Funkce kolébkového přepínače	L	R
Krátké stisknutí:		
Následující/předcházející program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stiskněte po dobu asi 2 sekundy:		
Následující/předcházející program	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení/snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Stiskněte tlačítko na déle než 3 sekundy:		
Zapínání/vypínání	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = levá strana, R = pravá strana



Jestliže si přejete přepnout naslouchací program a nastavovat hlasitost sluchadel, můžete použít také dálkové ovládání. Pomocí své aplikace pro chytré telefony máte k dispozici ještě další možnosti nastavení parametrů.

Naslouchací programy

1

2

3

4

5

6

Více se můžete dočíst v kapitole:
„Změna naslouchacího programu“.

Vlastnosti

- Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení)
generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich
hučivých zvuků.

Každodenní použití

Sluchadla jsou vybavena integrovaným ovládacím prvkem, který umožňuje jejich pohodlné a snadné používání. Navíc nabízíme aplikaci pro Android i iPhone, díky které bude manipulace se zařízením ještě snadnější. Ohledně stažení a instalace aplikace pro chytré telefony se obraťte na svého foniatra.

Nabíjení

Můžete si vybrat ze dvou možností nabíječky: Standardní nabíječka sloužící pouze k nabíjení nebo volitelná nabíječka Dry&Clean Charger.

Uložte svá sluchadla do nabíječky.

- Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku. Užitečné rady týkající se nabíjení můžete najít také v uživatelské příručce pro nabíječku.



Signalizace slabého nabití

Abyste se dozvěděli, že napájecí článek je téměř vybitý, uslyšíte výstražný signál. Tento signál se bude každých 20 minut opakovat. V závislosti na způsobu používání vašich sluchadel máte přibližně ještě asi 1,5 hodiny, abyste své sluchadla nabili, než přestanou pracovat.

Mějte na vědomí, že životnost napájecího článku se sníží, pokud je současně používáno příliš mnoho funkcí.

Zapínání a vypínání

Máte následující možnosti, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout.

Prostřednictvím nabíječky:

- ▶ Zapínání: Sluchadla vyjměte z nabíječky.

Ve vašich sluchadlech se přehraje počáteční melodie. Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- ▶ Vypínání: Uložte sluchadla do nabíječky.

Mějte na paměti, že nabíječka musí být připojena na napájení. Pokud budete potřebovat podrobné informace, nahlédněte do uživatelské příručky pro nabíječku.

Prostřednictvím kolébkového přepínače:

- ▶ Zapínání: Stiskněte a přidržte dolní část přepínače, dokud nezačne hrát uvítací melodie. Při přehrávání melodie uvolněte přepínač.

Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- ▶ Vypínání: Stiskněte a přidržte horní nebo dolní část přepínače na několik sekund. Přehrává se vypínací melodie.



Viz také rady týkající se nabíjení v uživatelské příručce nabíječky.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Pomocí dálkového ovládání nebo aplikace pro chytré telefony můžete svá sluchadla přepnout do pohotovostního režimu. Sluchadlo se tím ztlumí. Když pohotovostní režim opustíte, obnoví se **předtím** použité nastavení hlasitosti a naslouchacího programu.

Poznámka:

- V pohotovostním režimu **nejsou** sluchadla vypnuta úplně. Spotřebovávají určitou energii.

Z tohoto důvodu doporučuje používat pohotovostní režim jen po krátkou dobu.

- Pokud si přejete ukončit pohotovostní režim, ale dálkové ovládání ani softwarovou aplikaci nemáte po ruce: Svá sluchadla vypněte a znovu je zapněte (pomocí kolébkového přepínače nebo tím, že je na chvíli umístíte do nabíječky, dokud se nerozsvítí jedna nebo více zelených kontrolék). V tomto případě se nastaví **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

Vkládání a vyjímání sluchadel

Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Strana je rozlišována barevnými značkami:

- červená značka = pravé ucho
- modrá značka = levé ucho




Vkládání sluchadla

- ▶ Uchopte trubičku v blízkosti ušní vložky.
- ▶ Opatrně zasuňte ušní koncovku do ušního kanálu ①.
- ▶ Mírně ji pootočte, aby byla dobře usazena.

Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.

- ▶ Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ②.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!


- ▶ Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko.

i


- Může být pohodlné vkládat **pravé** sluchadlo do ucha **pravou** rukou a **levé** sluchadlo **levou** rukou.
- Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší.

Volitelná opěrná strunka pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Připojení volitelného upevňovacího prvku:

- ▶ Zarovnejte konec upevňovacího prvku s plochým koncem přijímače.



- ▶ Poté upevňovací prvek zatlačte do přijímače, dokud nezacvakne na místo.




Pokud chcete vložit opěrnou strunku na příslušné místo, postupujte následujícím způsobem:

- ▶ Ohněte opěrnou strunku a umístěte ji opatrně do spodní části svého ucha (viz obrázek).



Vyjímání sluchadla

- ▶ Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ①.
- ▶ Podržte trubičku co nejlíže ušní koncovky a ušní koncovku opatrně vytáhněte z ucha ②.



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- ▶ Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání sluchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem.

Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Další informace si přečtěte v kapitole „Údržba a péče“.

Nastavení hlasitosti

Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- ▶ Dáváte-li přednost ručnímu nastavení hlasitosti, zvýšit hlasitost lze stisknutím horní části kolébkového přepínače a snížit hlasitost lze stisknutím dolní části.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače.

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné). Jakmile je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, je možné, že uslyšíte tónový signál (volitelné).

Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci sluchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše sluchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- ▶ Pokud si přejete změnit naslouchací program, krátce stiskněte kolébkový přepínač.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače. Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.

Další nastavení (volitelné)

Prvky, kterými se ovládají sluchadla, můžete použít rovněž pro změny nastavení jiných parametrů, například úroveň terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus).

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

Speciální poslechové situace

Telefonování

Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Sluchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto.



Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu

Vaše sluchadla jsou **Made for iPhone**. To znamená, že do svých sluchadel můžete přímo z iPhoneu přenášet jak telefonní hovory, tak i třeba hudbu.

Pokud budete potřebovat další informace o kompatibilních přístrojích iOS a o ostatních užitečných funkcích, obraťte se na svého foniatra.

Režim „v letadle“ pro sluchadla

Režim v letadle znamená, že je vypnuto Bluetooth sluchadel. V oblastech, ve kterých je použití technologie Bluetooth zakázáno (např. v některých letadlech), můžete deaktivovat režim Bluetooth. Tím se dočasně vypne modul Bluetoothve sluchadlech. Sluchadla nadále fungují bez modulu Bluetooth, avšak přímý streaming audiosignálu nebude možný a ani ostatní funkce nebudou k dispozici..

- ▶ Chcete-li deaktivovat nebo aktivovat režim Bluetooth, použijte aplikaci pro smartphone.

Výstražný tón označuje, kdy je režim Bluetooth deaktivován nebo aktivován.

Indukční smyčky pro přenos audiosignálu

Některé telefony a veřejná místa, jako jsou divadla, nabízí možnost přenosu audiosignálu (hudba a mluvené slovo) pomocí indukční smyčky. Prostřednictvím tohoto systému mohou vaše sluchadla přímo přijímat požadovaný signál - bez rušivého hluku v prostředí.

Systémy s indukční smyčkou pro přenos audiosignálu můžete obvykle poznat pomocí určitých značek.



Kdykoli se nacházíte na místě, kde je indukční smyčka pro audiosignál:

- ▶ Přepněte na program Telecoil.

Pokud je program Telecoil nastaven v konfiguraci vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole "Naslouchací programy".

Program Telecoil a dálkové ovládání



POZNÁMKA

Pro přístroje s možností bezdrátového připojení platí:

Jestliže je aktivní program telecoil, může dálkové ovládání způsobovat nepříjemný pulzující zvuk.

- ▶ Dálkové ovládání používejte ve větší vzdálenosti než 10 cm (4 palce).

Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

Naslouchací přístroje

Čištění

Vaše sluchadla mají ochranný povlak. Pokud však nejsou sluchadla pravidelně čištěna, mohou se poškodit nebo způsobit poškození zdraví uživatele.

- ▶ Každý den sluchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Nikdy nepoužívejte tekoucí vodu a nikdy sluchadla neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění zařízení nevystavujte tlaku.
- ▶ K čištění nabíjecích kontaktů nepoužívejte rozpouštědlo na bázi alkoholu.
- ▶ Abyste zabránili korozi, otřete z nabíjecích kontaktů nebo sluchadel měkkým a suchým hadříkem pot nebo tekutinu, teprve poté je vložte do nabíječky.
- ▶ Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu.



Sušení

Zeptejte se svého foniatra na doporučené produkty pro vysoušení a na individuální instrukce, kdy máte svá sluchadla sušit.

Skladování

- Krátkodobé skladování (do několika dnů): Pomocí kolébkového přepínače svá sluchadla vypněte nebo je umístěte do nabíječky připojené na napájení.

Nabíječka musí být připojena na napájení. Pokud uložíte sluchadla do nabíječky, která není připojena k elektrické síti, sluchadla se **nevypnou**.

Mějte také na paměti, že pokud sluchadla vypnete prostřednictvím dálkového ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon, sluchadla se **nevypnou** úplně. Nacházejí se v pohotovostním režimu, ve kterém stále spotřebovávají energii.

- Dlouhodobé skladování (týdny, měsíce, ...): Napřed svá sluchadla plně nabijte. Před uložením je vypněte pomocí přepínače. Při skladování sluchadel doporučujeme používat vysoušecí prostředky.

Sluchadla je třeba každých 6 měsíců nabít, aby se zabránilo nenávratnému hlubokému vybití napájecích článků. Napájecí článek, u něhož došlo k hlubokému vybití, již není možné znovu nabít a musí být vyměněn. Opakované nabíjení doporučujeme častěji než jednou za 6 měsíců.

Dodržujte podmínky pro skladování uvedené v kapitole „Podmínky pro provoz, přepravu a skladování“.

Ušní koncovky a trubičky

Cerumen (ušní maz) se může akumulovat na ušních koncovkách. To může mít nepříznivý vliv na kvalitu zvuku.

- Pro sluchadla se standardní trubičkou (ThinTube):

Sluchadla čistěte každý den, trubičky čistěte podle potřeby.

Ušní koncovky a trubičky vyměňujte přibližně jednou za tři až šest měsíců nebo i dříve, pokud si všimnete prasklin nebo jiných změn.

- V případě sluchadel se zvukovým hákem:


Každý den ušní koncovky vyčistěte.

Pokud budete potřebovat vyčistit trubičky nebo vyměnit ušní koncovky a trubičky, obraťte se na svého foniatra.

Čištění ušních koncovek

- ▶ Po vyjmutí očistěte ušní koncovku měkkou a suchou utěrkou.

Tím zabráníte zaschnutí a ztvrdnutí ušního mazu.



- ▶ Nikdy nepoužívejte tekoucí vodu a nikdy ušní koncovky neponořujte do vody.


i

Volitelná nabíječka Dry&Clean Charger čistí sluchadla během nabíjení pomocí UV světla a rovněž suší trubičky a ušní koncovky.

Pokud budete potřebovat další informace ohledně toho, jaké řešení je pro vás nejvhodnější, zeptejte se svého foniatra.

Výměna standardních ušních koncovek (LifeTip)

- ▶ Stáhněte opotřebovanou ušní koncovku a nasadte novou.



Výměna standardních trubiček

- ▶ Použitou trubičku odšroubujte od sluchadla.



- ▶ Našroubujte novou trubičku.

Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Výměnu ušních koncovek vyrobených na míru uživateli a filtrů proti ušnímu mazu by měl podle potřeby provádět váš foniatr.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.

Důležité bezpečnostní informace

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se napájecího článku. Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.



VÝSTRAHA

Lithiová dobíjitelná baterie je natrvalo zabudována do vašeho přístroje. Nesprávné použití přístroje může mít za následek, že lithiová dobíjitelná baterie vybuchne.

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu!

- ▶ Dodržujte bezpečnostní pokyny pro lithiovou dobíjitelnou baterii uvedené v této kapitole.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Nabíječku připojujte jedině pomocí napájecího kabelu s USB, který vyhovuje požadavkům norem IEC 60950-1 a/nebo IEC 62368-1.



VÝSTRAHA

- ▶ Dodržujte provozní podmínky.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost ochraně svých sluchadel před extrémním teplem (např. požár, mikrovlnná trouba, indukční trouba nebo jiná pole o vysoké intenzitě) a přímým slunečním zářením.
- ▶ Pro nabíjení svých sluchadel používejte jediné schválenou nabíječku. Obrat'te se s prosbou o pomoc na svého foniatra.
- ▶ Zařízení nerozebírejte.
- ▶ Příklad nepoužívejte v atmosférách, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
- ▶ Pokud je přístroj zdeformovaný nebo zjevně poškozený, nepoužívejte jej.
- ▶ Jestliže je výkon přístroje po nabití výrazně snížený, nepoužívejte jej. Vrat'te přístroj svému foniatrovi.
- ▶ Nelikvidujte přístroj v ohni nebo ve vodě.



VÝSTRAHA

- ▶ Výměnu a opravy smí provádět jedině odborníci. Z tohoto důvodu:
- ▶ Neopravujte a ani nevyměňujte lithiovou dobíjitelnou baterii sami.
- ▶ Kvůli velmi nepravděpodobné možnosti prasknutí nebo výbuchu lithiové dobíjitelné baterie uchovávejte mimo jakékoli hořlavé materiály.

Nastane-li kterýkoli z výše uvedených případů, vraťte svá sluchadla foniatrovi.

Další informace

Bezpečnostní informace

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

Příslušenství

Pro pohodlné dálkové ovládání vašich sluchadel můžete používat aplikaci smartphone app. Tato aplikace vám umožňuje také deaktivovat tónové signály, vytvářet individuální akustické profily a ovládat mnoho dalších funkcí.

Můžete použít také dálkové ovládání.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na svého foniatra.

Podmínky pro provoz, přepravu a skladování

Sluchadla fungují v rámci následujících podmínek v okolním prostředí (platí také v době mezi jednotlivými použitími):

Provozní podmínky	Vybíjení	Nabíjení
Teplota	0 až 50 °C (32 až 122°F)	10 až 35°C (50 až 95°F)
Relativní vlhkost	5 až 93 %	20 až 75 %
Atmosférický tlak	700 až 1060 hPa	700 až 1060 hPa

V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky:

	Skladování	Přeprava
Teplota (doporučená)	10 až 25 °C (50 až 77 °F)	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Teplota (maximální rozsah)	10 až 40°C (50 až 104°F)	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Relativní vlhkost (doporučená)	20 až 80 %	5 až 90 %
Relativní vlhkost (maximální rozsah)	10 až 80 %	5 až 90 %
Atmosférický tlak	700 až 1060 hPa	700 až 1060 hPa

Mějte na paměti, že sluchadla musí být nabita minimálně každých 6 měsíců. Doporučujeme nabíjet sluchadla každé 3 měsíce. Pokud budete potřebovat další podrobnosti, viz kapitola „Údržba a péče“.

Na jiné součásti, jako je nabíječka, se mohou vztahovat jiné podmínky.



VÝSTRAHA

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu během přepravy.

- ▶ Lithiové baterie a sluchadla posílejte v souladu s místními předpisy.

Informace týkající se likvidace

- ▶ Abyste zabránili znečištění životního prostředí, neodhazujte napájecí články nebo sluchadla do komunálního odpadu.
- ▶ Napájecí články nebo sluchadla recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

Symbyoly použité v tomto dokumentu



Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.

Označení



„Made for iPhone“,

„Made for iPad“ a „Made for iPod“ znamenají, že toto elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhone, iPadu, nebo iPodu a že firma, která je vyvinula, prohlašuje, že splňuje výkonové normy firmy Apple. Firma Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení a ani za to, že splňuje bezpečnostní normy a úřední nařízení. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství s jednotkami iPhone, iPad nebo iPod může mít nepříznivý vliv na výkon bezdrátové komunikace.

Odstraňování poruch

Problém a možná řešení

Zvuk je slabý.

- Zvyšte hlasitost.
 - Nabijte sluchadlo.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Sluchadlo vydává pískavé zvuky.

- Znovu zasuňte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo.
 - Snižte hlasitost.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Zvuk je zkreslený.

- Snižte hlasitost.
 - Nabijte sluchadlo.
 - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
-

Sluchadlo vydává tónové signály.

- Nabijte sluchadlo.
-

Sluchadlo nefunguje.

- Zapněte sluchadlo.
 - Nabijte sluchadlo. Věnujte rovněž pozornost stavovým kontrolkám LED na nabíječce.
-

Pokud se budete potýkat s jakýmkoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

Specifické informace pro danou zemi

USA a Kanada

Informace o certifikaci pro sluchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Motion C&G P X

- HVIN: RFM002
- Obsahuje FCC ID: SGI-RFM002
- Obsahuje IC: 267AB-RFM002

Servis a záruka

Výrobní čísla

Vlevo:

Vpravo:

Data servisních úkonů

1: _____ 4: _____

2: _____ 5: _____

3: _____ 6: _____

Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

Váš foniatr



Výrobce z hlediska právních norem

WSAUD A/S

Nymoellevej 6

3540 Lyngø

Dánsko

Distributor

Sivantos s.r.o.

Molákova 576/11

186 00 Praha 8 – Karlín

Tel.: +420 257 328 161

Email: sluchadla.cz@sivantos.com

Dokument č. 04230-99T01-2D00 CS

Poslední revize: 10.2020

© 11.2020, WSAUD A/S. Všechna práva vyhrazena.



0123