

signia

# Pure Charge&Go X

Uživatelská příručka



Made for

iPhone | iPad | iPod

# Obsah

<b>Vítejte</b>	<b>4</b>
<hr/>	
<b>Vaše sluchadla</b>	<b>5</b>
<hr/>	
Typ sluchadla	5
Seznamte se se svými sluchadly	6
Součásti a názvy	6
Ovládací prvky	7
Naslouchací programy	9
Vlastnosti	9
<b>Každodenní použití</b>	<b>10</b>
<hr/>	
Nabíjení	10
Zapínání a vypínání	11
Přepnutí do pohotovostního režimu	12
Vkládání a vyjímání sluchadel	12
Nastavení hlasitosti	16
Změna naslouchacího programu	16
Další nastavení (volitelné)	17
<b>Speciální poslechové situace</b>	<b>18</b>
<hr/>	
Telefonování	18
Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu	19
Cestování letadlem	19

<b>Údržba a péče</b>	<b>20</b>
Naslouchací přístroje	20
Ušní koncovky	22
Profesionální údržba	24
<b>Důležité bezpečnostní informace</b>	<b>25</b>
<b>Další informace</b>	<b>27</b>
Bezpečnostní informace	27
Příslušenství	27
Podmínky pro provoz, přepravu a skladování	27
Informace týkající se likvidace	29
Symboly použité v tomto dokumentu	29
Odstraňování poruch	30
Specifické informace pro danou zemi	31
Servis a záruka	35

# Vítejte

Děkujeme vám, že jste si vybrali naše sluchadla, aby vás doprovázela vašim každodenním životem. Podobně jako v případě čehokoli nového vám bude chvíli trvat, než se s nimi seznámíte.

Tato příručka spolu s podporou vašeho foniatra Vám pomohou pochopit výhody a vyšší kvalitu života, kterou vám sluchadla nabízejí.

Abyste vám sluchadla poskytla maximální přínos, doporučujeme vám, abyste je používali každý den a od rána do večera. To vám pomůže si na ně zvyknout.



## UPOZORNĚNÍ

Je důležité, abyste si pozorně prostudovali celou tuto uživatelskou příručku a příručku věnovanou bezpečnosti. Dodržujte bezpečnostní informace, abyste zabránili škodám nebo poškození zdraví.



Předtím, než svá sluchadla poprvé použijete, zajistěte jejich plné nabití. Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku.

# Vaše sluchadla



Tato uživatelská příručka popisuje volitelné funkce, jimiž mohou, ale nemusí být vaše sluchadla vybavena.

Obrat'te se na svého foniatra, aby označil funkce, které jsou pro vaše sluchadla v platnosti.

## Typ sluchadla

Vaše sluchadla jsou typu RIC (Receiver-in-Canal). Přijímač je umístěn v ušním kanálu a připojen ke sluchadlu pomocí kabelu přijímače. Tato sluchadla nejsou určena pro děti mladší než 3 roky nebo pro osoby, jejichž vývojový věk nedosahuje 3 let.

Napájecí článek (lithiová dobíjitelná baterie) je natrvalo zabudována do vašeho sluchadla. To umožňuje snadné nabíjení pomocí vaší indukční nabíječky.

Funkce bezdrátové komunikace umožňuje využívat pokročilé audiologické funkce a synchronizaci mezi vašimi sluchadly.

Vaše sluchadlo je vybaveno technologií Bluetooth® low energy\* Technologie umožňující snadnou výměnu dat s vaším chytrým telefonem a bezproblémový streaming audiosignálu s vaším přístrojem iPhone\*\*.

\* Vlastníkem slovní značky a loga Bluetooth je firma Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek výrobcem tohoto produktu z hlediska právních norem spadá pod licenční ujednání. Ostatní obchodní známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných společností.


\*\* iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodní známky firmy Apple Inc., které jsou registrovány v USA a v jiných zemích.

## Seznamte se se svými sluchadly

Doporučujeme Vám, abyste se se svými novými sluchadly důkladně seznámili. Vezměte sluchadla do rukou a zkuste si používat ovládací prvky, abyste si povšimli, kde se na sluchadlech nacházejí. Tímto způsobem si usnadníte obsluhu ovládacích prvků, až budete mít sluchadla nasazena.





**i** Jestliže máte problémy se stisknutím ovládacích prvků na sluchadlech, když je máte nasazena, můžete se zeptat svého foniatra, zda je pro ovládání vašich sluchadel k dispozici dálkové ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon.

## Součásti a názvy





- 
- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1 Ušní koncovka    | 5 Kolébkový přepínač<br>(ovládání, vypínač)  |
| 2 Receiver         |  |
| 3 Kabel receiveru  | 6 Označení strany<br>(červená = pravé ucho,<br>modrá = levé ucho)<br>a připojení receiveru |
| 4 Otvory mikrofonu |  |
-

Můžete používat následující standardní ušní koncovky:

<b>Standardní ušní koncovky</b>	<b>Velikost</b>
<input type="radio"/>  Click Sleeve (neutěsněná nebo zavřená)	
<input type="radio"/>  Click Dome™ jednoduchá (otevřená nebo zavřená)	
<input type="radio"/>  Click Dome polootevřené	
<input type="radio"/>  Click Dome dvojitě	

Standardní ušní koncovky můžete snadno vyměnit. Více se můžete dočíst v kapitole: „Údržba a péče“.

### **Ušní koncovky vyrobené na míru uživateli**

<input type="radio"/>  Uživatelská tvarovka	
<input type="radio"/>  Click Mold™	

### **Ovládací prvky**

Pomocí kolébkového přepínače můžete například přepínat naslouchací programy. Požadované funkce pro kolébkový přepínač naprogramoval váš foniatr.

<b>Funkce kolébkového přepínače</b>	<b>L</b>	<b>R</b>
<b>Krátké stisknutí:</b>		
Program nahoru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Stiskněte po dobu asi 2 sekundy:</b>		
Program nahoru	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení hlasitosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Zvýšení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Snížení úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Streaming TV zap./vyp.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Stiskněte tlačítko na déle než 3 sekundy:</b>		
Zapínání/vypínání	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

L = levá strana, R = pravá strana





Jestliže si přejete přepnout naslouchací program a nastavovat hlasitost sluchadel, můžete použít také dálkové ovládání. Pomocí své aplikace pro chytré telefony máte k dispozici ještě další možnosti nastavení parametrů.

## Naslouchací programy

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

Více se můžete dočíst v kapitole:  
„Změna naslouchacího programu“.

## Vlastnosti



**Terapeutická funkce Tinnitus** (potlačení hučení) generuje zvuk, abyste byli odvedeni od vašich hučivých zvuků.

## Každodenní použití

Sluchadla jsou vybavena integrovaným ovládacím prvkem, který umožňuje jejich pohodlné a snadné používání. Navíc nabízíme aplikaci pro Android i iPhone, díky které bude manipulace se zařízením ještě snadnější. Ohledně stažení a instalace aplikace pro chytré telefony se obraťte na svého foniatra.

## Nabíjení

Uložte svá sluchadla do nabíječky.

- ▶ Dodržujte pokyny uvedené v uživatelské příručce pro nabíječku. Užitečné rady týkající se nabíjení můžete najít také v uživatelské příručce pro nabíječku.

### Signalizace slabého nabití

Abyste se dozvěděli, že napájecí článek je téměř vybitý, uslyšíte výstražný signál. Tento signál se bude každých 20 minut opakovat. V závislosti na způsobu používání vašich sluchadel máte přibližně ještě asi 1,5 hodiny, abyste své sluchadla nabili, než přestanou pracovat.

Mějte na vědomí, že životnost napájecího článku se sníží, pokud je současně používáno příliš mnoho funkcí.



## Zapínání a vypínání

Máte následující možnosti, jak můžete sluchadla zapnout nebo vypnout.

Prostřednictvím nabíječky:

- ▶ Zapínání: Sluchadla vyjměte z nabíječky.

Ve vašich sluchadlech se přehraje počáteční melodie. Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- ▶ Vypínání: Uložte sluchadla do nabíječky.

Mějte na paměti, že nabíječka musí být připojena na napájení. Pokud budete potřebovat podrobné informace, nahlédněte do uživatelské příručky pro nabíječku.

Prostřednictvím kolébkového přepínače:

- ▶ Zapínání: Stiskněte a přidržte dolní část přepínače, dokud nezačne hrát uvítací melodie. Při přehrávání melodie uvolněte přepínač.

Nastaví se **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

- ▶ Vypínání: Stiskněte a přidržte horní nebo dolní část přepínače na několik sekund. Přehrává se vypínací melodie.



Viz také rady týkající se nabíjení v uživatelské příručce nabíječky.

## Přepnutí do pohotovostního režimu

Pomocí dálkového ovládání nebo aplikace pro chytré telefony můžete svá sluchadla přepnout do pohotovostního režimu. Sluchadlo se tím ztlumí. Když pohotovostní režim opustíte, obnoví se **předtím** použité nastavení hlasitosti a naslouchacího programu.

Poznámka:

- V pohotovostním režimu **nejsou** sluchadla vypnuta úplně. Spotřebovávají určitou energii.

Z tohoto důvodu doporučuje používat pohotovostní režim jen po krátkou dobu.

- Pokud si přejete ukončit pohotovostní režim, ale dálkové ovládání ani softwarovou aplikaci nemáte po ruce: Svá sluchadla vypněte a znovu je zapněte (pomocí kolébkového přepínače nebo tím, že je na chvíli umístíte do nabíječky, dokud se nerozsvítí jedna nebo více oranžových kontrolék). V tomto případě se nastaví **předdefinovaná** hlasitost a naslouchací program.

## Vkládání a vyjímání sluchadel

Vaše sluchadla jsou jemně vyladěna pro vaše pravé a levé ucho. Strana je rozlišována barevnými značkami:


- červená značka = pravé ucho
- modrá značka = levé ucho




## Vkládání sluchadla:

- ▶ V případě sluchadel Click Sleeves dávejte pozor, aby se ohyb Click Sleeve shodoval s ohybem kabelu receiveru.

Správně:




Špatně:



- ▶ Podržte kabel receiveru za jeho ohnutou část v blízkosti ušní koncovky.
- ▶ Opatrně zasuňte ušní koncovku do ušního kanálu ①.
- ▶ Mírně je pootočte, aby bylo dobře usazeno.

Otevřete a zavřete svá ústa, abyste zabránili nahromadění vzduchu v ušním kanálu.



- ▶ Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ②.



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- ▶ Koncovku vkládejte do ucha opatrně a ne příliš hluboko.



- Může být pohodlné vkládat **pravé** sluchadlo do ucha **pravou** rukou a **levé** sluchadlo **levou** rukou.
- Pokud máte při zasouvání ušní koncovky problémy, pomocí druhé ruky jemně stáhněte ušní boltec směrem dolů. Tím se ušní kanál otevře a zasunutí ušní koncovky bude snazší.


Volitelný upevňovací prvek pomáhá bezpečně udržet ušní koncovku v uchu. Pokud chcete vložit upevňovací prvek na příslušné místo, postupujte následujícím způsobem:

- ▶ Ohněte upevňovací prvek a umístěte jej opatrně do spodní části svého ucha (viz obrázek).



Vyjímání sluchadla:

- ▶ Sluchadlo zvedněte a přetáhněte je přes horní okraj svého ucha ①.
- ▶ Pokud je Vaše sluchadlo vybaveno uživatelskou tvarovkou nebo pouzdrům Click Mold, vyjměte je zatažením za malou vytahovací šňůrku směrem k zadní části hlavy.
- ▶ V případě jiných ušních koncovek: Dvěma prsty uchopte přijímač v ušním kanálu a opatrně jej vytáhněte ②.



Netahejte za kabel přijímače.



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí úrazu!

- ▶ Ve velmi vzácných případech by Vám mohla při snímání sluchadla koncovka zůstat v uchu. Jestliže se to stane, nechejte si koncovku vyjmout lékařem.

Po použití sluchadla vyčistěte a vysušte. Více se můžete dočíst v kapitole: „Údržba a péče“.

## Nastavení hlasitosti

Vaše sluchadla automaticky nastavují hlasitost podle situace při poslechu.

- ▶ Dáváte-li přednost ručnímu nastavení hlasitosti, zvýšit hlasitost lze stisknutím horní části kolébkového přepínače a snížit hlasitost lze stisknutím dolní části.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače.

Na změnu hlasitosti můžete být upozorněni akustickým signálem (volitelné). Jakmile je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, je možné, že uslyšíte tónový signál (volitelné).

## Změna naslouchacího programu

V závislosti na akustické situaci sluchadla automaticky nastavují svůj výstup.

Vaše sluchadla mohou mít také několik naslouchacích programů, které vám umožňují podle potřeby změnit parametry zvuku. Na změnu programu můžete být upozorněni tónovým signálem (volitelné).

- ▶ Pokud si přejete změnit naslouchací program, krátce stiskněte kolébkový přepínač.

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete popis nastavení kolébkového přepínače. Nahlédněte do kapitoly „Naslouchací programy“, kde naleznete seznam svých naslouchacích programů.

Je použito předdefinované nastavení hlasitosti.



## **Další nastavení (volitelné)**

Prvky, kterými se ovládají sluchadla, můžete použít rovněž pro změny nastavení jiných parametrů, například úrovně terapeutického signálu pro potlačení hučení (Tinnitus).

Viz kapitola „Ovládací prvky“, kde naleznete nastavení ovládacích prvků.

# Speciální poslechové situace

## Telefonování

Pokud telefonujete, držte telefonní přijímač mírně nad svým uchem. Sluchadlo a telefonní přijímač musí být proti sobě. Přijímač mírně pootočte, aby ucho nebylo zcela zakryto.



## Program pro telefonování

Může se stát, že při používání telefonu upřednostňujete určitou hlasitost. Požádejte svého foniatra, aby v konfiguraci nastavil program pro telefonování.

- Kdykoli telefonujete, přepněte na program pro telefonování.

Pokud je program pro telefonování nastaven v konfiguraci Vašich sluchadel, je to uvedeno v kapitole „Naslouchací programy“.

## **Streaming audiosignálu pomocí iPhoneu**

Vaše sluchadla jsou **Made for iPhone**. To znamená, že do svých sluchadel můžete přímo z iPhoneu přenášet jak telefonní hovory, tak i třeba hudbu.

Pokud budete potřebovat další informace o kompatibilních přístrojích iOS a o ostatních užitečných funkcích, obraťte se na svého foniatra.

## **Cestování letadlem**

Nabíječka je povolena jak v příručním, tak i v odbaveném zavazadle.

Na sluchadlech je třeba vypnout Bluetooth připojení pomocí aplikace. Pokud sluchadla nejsou připojeny k mobilnímu telefonu, neexistuje riziko přenosu z vysílače o frekvenci 2,4 GHz.

# Údržba a péče

Aby se zabránilo poškození, je důležité o sluchadla pečovat a dodržovat několik základních pravidel, která se brzy stanou běžnými činnostmi, které provádíte každý den.

## Naslouchací přístroje

### Čištění

Vaše sluchadla mají ochranný povlak. Pokud však nejsou sluchadla pravidelně čištěna, mohou se poškodit nebo způsobit poškození zdraví uživatele.

- ▶ Každý den sluchadla očistěte měkkým suchým hadříkem.
- ▶ Nikdy nepoužívejte tekoucí vodu a nikdy sluchadla neponořujte do vody.
- ▶ Při čištění sluchadla nevystavujte tlaku.
- ▶ Požádejte svého foniatra o doporučené čisticí prostředky, speciální soupravu pro ošetřování nebo o další informace o tom, jak udržet svá sluchadla v dobrém stavu.



### Sušení

Vaše nabíječka sluchadla vysouší v průběhu nabíjení. Pro vysoušení svých sluchadel můžete používat také jiné běžně dostupné produkty. Zeptejte se svého foniatra na doporučené produkty pro sušení a na individuální instrukce, kdy máte svá sluchadla sušit.

## Skladování

- Krátkodobé skladování (do několika dnů): Pomocí kolébkového přepínače svá sluchadla vypněte nebo je umístěte do nabíječky připojené na napájení.

Nabíječka musí být připojena na napájení. Pokud uložíte sluchadla do nabíječky, která není připojena k elektrické síti, sluchadla **nejsou** vypnuta.

Mějte také na paměti, že pokud sluchadla vypnete prostřednictvím dálkového ovládání nebo aplikace pro chytrý telefon, sluchadla **nejsou** vypnuta úplně. Nacházejí se v pohotovostním režimu, ve kterém stále mají nějakou spotřebu energie.

- Dlouhodobé skladování (týdny, měsíce, ...): Napřed svá sluchadla plně nabijte. Před uložením je vypněte pomocí přepínače. Při skladování sluchadel doporučujeme používat vysoušecí prostředky.

V intervalech 6 měsíců budete muset sluchadla nabíjet, aby se zabránilo nenávratnému hlubokému vybití napájecích článků. Napájecí článek, u něhož došlo k hlubokému vybití, již není možné znovu nabít a musí být vyměněn. Doporučujeme, aby bylo opětovné nabíjení prováděno častěji než v intervalech 6 měsíců.

Dodržujte podmínky pro skladování uvedené v kapitole „Podmínky pro provoz, přepravu a skladování“.

## Ušní koncovky


### Čištění

Cerumen (ušní maz) se může akumulovat na ušních koncovkách. To může mít nepříznivý vliv na kvalitu zvuku. Každý den ušní koncovky vyčistěte.

Pro všechny typy ušních koncovek:

- Bezprostředně po vyjmutí očistěte ušní koncovku měkkou a suchou utěrkou.

Tím zabráníte zaschnutí a ztvrdnutí ušního mazu.



Pro Click Domes nebo Click Sleeves:

- Zmáčkněte špičku ušní koncovky.




## Výměna

Standardní ušní koncovky vyměňujte přibližně jednou za tři měsíce. Pokud zpozorujete praskliny nebo jiné změny, vyměňte je dříve. Postup při výměně standardní ušní koncovky závisí na jejím typu. V kapitole „Součásti a názvy“ váš foniatr typ ušní koncovky vyznačil.


### Výměna vložky Click Domes

- ▶ Jestliže chcete odpojit starou vložku Click Dome, použijte nástroj pro odpojení nebo postupujte podle pokynů na obalu vložky Click Domes: Dávejte pozor, abyste netahali za kabel receiveru.




Nástroj pro odpojení je k dispozici jako příslušenství.

- ▶ Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nová ušní vložka Click Dome se zřetelným cvaknutím zapadla na své místo.
- ▶ Zkontrolujte, zda je nová ušní vložka Click Dome dobře upevněna.



## Výměna vložky Click Sleeves

- ▶ Vložku Click Sleeve obraťte naruby.
- ▶ Svými prsty uchopte vložku Click Sleeve a receiver (nikoli za kabel receiveru) a vložku Click Sleeve stáhněte.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby nová ušní vložka Click Sleeve se zřetelným cvaknutím zapadla na své místo.



## Profesionální údržba

Důkladné profesionální čištění a údržbu může uskutečnit váš foniatr.

Výměnu ušních koncovek vyrobených na míru uživateli a filtrů proti ušnímu mazu by měl podle potřeby provádět váš foniatr.

Požádejte svého foniatra, aby vám poskytl individuální doporučení týkající se intervalů údržby a podpory.



## Důležité bezpečnostní informace

Tato kapitola obsahuje důležité bezpečnostní informace týkající se napájecího článku. Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.



### VÝSTRAHA

Napájecí článek (lithiová dobíjitelná baterie) je natrvalo zabudován do sluchadla. Nesprávné použití napájecího článku nebo sluchadla může mít za následek, že napájecí článek praskne.

Nebezpečí úrazu, chemického nebezpečí, požáru nebo výbuchu!

- ▶ Dodržujte provozní podmínky. Viz kapitola „Podmínky pro provoz, přepravu a skladování“.
- ▶ Věnujte zvláštní pozornost ochraně svých sluchadel před extrémním horkem (např. oheň, mikrovlnná trouba, indukční trouba nebo jiná pole o vysoké intenzitě) a před slunečním zářením. Napájecí články ani sluchadla nemačkejte, nezkratujte, nezapalujte ani je neohřívejte nad 100 °C.
- ▶ Pro nabíjení svých sluchadel používejte jediné schválenou nabíječku. Obratě se s prosbou o pomoc na svého foniatra.
- ▶ Napájecí článek nerozebírejte.



## VÝSTRAHA

Nesprávné použití napájecího článku nebo sluchadla může mít za následek, že napájecí článek praskne.

Nebezpečí úrazu, chemického nebezpečí, požáru nebo výbuchu!

Výměna a opravy se smí provádět pouze v servisním středisku. Z tohoto důvodu:

- ▶ Napájecí články neopravujte a nevyměňujte sami.
- ▶ Jestliže je výkon sluchadla po nabití výrazně snížený, takové sluchadlo nepoužívejte.
- ▶ V nepravděpodobném případě, že dojde k úniku elektrolytu, prasknutí nebo výbuchu napájecího článku:
  - Držte stranou všechny hořlavé materiály.
  - Pokud elektrolyt přijde do styku s pokožkou, očima nebo jinými částmi těla, okamžitě je důkladně opláchněte vodou. Poradte se s lékařem.

V kterémkoli z výše uvedených případů vraťte svá sluchadla foniatrovi.

# Další informace

## Bezpečnostní informace

Pokud budete potřebovat další bezpečnostní informace, nahlédněte do příručky věnované bezpečnosti, která je dodávána spolu s vašimi sluchadly.

## Příslušenství

Pro pohodlné dálkové ovládání vašich sluchadel můžete používat aplikaci smartphone app. Tato aplikace vám umožňuje také deaktivovat tónové signály, vytvářet individuální akustické profily a ovládat mnoho dalších funkcí.

Můžete použít také dálkové ovládání.

Pokud budete potřebovat další informace, obraťte se na svého foniatra.

## Podmínky pro provoz, přepravu a skladování

Sluchadla fungují v rámci následujících podmínek v okolním prostředí (platí také v době mezi jednotlivými použitími):

<b>Provozní podmínky</b>	<b>Vybíjení</b>	<b>Nabíjení</b>
Teplota	0 až 45 °C (32 až 113 °F)	10 až 30 °C (50 až 86 °F)
Relativní vlhkost	5 až 93 %	5 až 93 %
Atmosférický tlak	700 až 1060 hPa	700 až 1060 hPa

V průběhu déletrvajících časových intervalů pro přepravu a skladování dodržujte prosím následující podmínky:

	<b>Skladování</b>	<b>Přeprava</b>
Teplota (doporučená)	10 až 25 °C (50 až 77 °F)	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Teplota (maximální rozsah)	0 až 40 °C (32 až 104 °F)	-20 až 60 °C (-4 až 140 °F)
Relativní vlhkost (doporučená)	20 až 80 %	5 až 90 %
Relativní vlhkost (maximální rozsah)	10 až 80 %	5 až 90 %
Atmosférický tlak	700 až 1060 hPa	700 až 1060 hPa

Mějte na paměti, že sluchadla musí být nabita minimálně každých 6 měsíců. Doporučujeme nabíjet sluchadla každé 3 měsíce. Pokud budete potřebovat další podrobnosti, viz kapitola „Údržba a péče“.

Na jiné součásti, jako je nabíječka, se mohou vztahovat jiné podmínky.



### **VÝSTRAHA**

Nebezpečí úrazu, požáru nebo výbuchu během přepravy.

- ▶ Napájecí články nebo sluchadla posílejte v souladu s místními předpisy.

## Informace týkající se likvidace

- ▶ Abyste zabránili znečištění životního prostředí, neodhazujte napájecí články nebo sluchadla do komunálního odpadu.
- ▶ Napájecí články nebo sluchadla recyklujte nebo likvidujte v souladu s místními předpisy.

## Symbyoly použité v tomto dokumentu



Poukazuje na situaci, která by mohla mít za následek vážná, střední nebo lehká ublížení na zdraví.



Upozorňuje na hrozící hmotné škody.



Rady a tipy, jak se zařízením zacházet co možno nejlépe.

---

Označení  „Made for iPhone“, „Made for iPad“ a „Made for iPod“ znamenají, že toto elektronické příslušenství bylo navrženo speciálně pro připojení k iPhone, iPadu, nebo iPodu a že firma, která je vyvinula, prohlašuje, že splňuje výkonové normy firmy Apple. Firma Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení a ani za to, že splňuje bezpečnostní normy a úřední nařízení. Mějte prosím na paměti, že použití tohoto příslušenství s jednotkami iPhone, iPad nebo iPod může mít nepříznivý vliv na výkon bezdrátové komunikace.

## Odstraňování poruch

### Problém a možná řešení

---

Zvuk je slabý.

---

- Zvyšte hlasitost.
  - Sluchadlo nabijte.
  - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
- 

Sluchadlo vydává pískavé zvuky.

---

- Znovu zasuňte ušní koncovku, aby bezpečně zapadla na své místo.
  - Snižte hlasitost.
  - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
- 

Zvuk je zkreslený.

---

- Snižte hlasitost.
  - Sluchadlo nabijte.
  - Vyčistěte nebo vyměňte ušní koncovku.
- 

Sluchadlo vydává tónový signál.

---

- Sluchadlo nabijte.
- 

Sluchadlo nefunguje.

---

- Sluchadlo zapněte.
  - Sluchadlo nabijte. Věnujte také pozornost stavovým kontrolkám na nabíječce.
- 

Pokud se budete potýkat s jakýmkoli dalšími problémy, obraťte se na svého foniatra.

## **Specifické informace pro danou zemi**

### **USA a Kanada**

Informace o certifikaci pro sluchadla s funkcí pro bezdrátovou komunikaci:

Pure Charge&Go X

- HVIN: RFM002
- Obsahuje FCC ID: SGI-RFM002
- Obsahuje IC: 267AB-RFM002









## Servis a záruka

Výrobní čísla	Přístroj	Jednotka receiveru
---------------	----------	--------------------

Vlevo:

Vpravo:

### Data servisních úkonů

1:	4:
----	----

2:	5:
----	----

3:	6:
----	----

### Záruka

Datum zakoupení:

Záruční doba v měsících:

### Váš foniatr

 **Výrobce z hlediska právních norem**

Signia GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100  
91058 Erlangen  
Německo  
Tel.: +49 9131 308 0

**Distributor**

Sivantos s.r.o.  
Molákova 576/11  
186 00 Praha8 - Karlín  
Tel.: +420 257 328 161

Dokument č. 03997-99T01-2D00 CS  
Poslední revize: 09/2019

