



Vyberte si revoluční sluchadlo, které Vám nejlépe vyhoví:

Insio Charge&Go AX

Klíčové vlastnosti sluchadla

- Menší a diskretnější provedení, které je maximálně pohodlné
- Mimořádné porozumění řeči
- Bezkontaktní dobíjení
- Propojení se zařízeními s OS Android3 & iOS
- Virtuální asistence Signia Asistent



O společnosti Signia

Signia patří k předním světovým společnostem vyrábějícím sluchadla. Naším cílem je skrze mnohá inovativní řešení pomoci lidem opět slyšet. Ztrátu sluchu odmítáme vidět jako překážku. U nás nejde pouze o korekci vady. Navíc uživateli pomáháme získat výhodu. Pouhý výkon nám nestačí. My vydáváme zářný výkon. Nestačí nám, že uživatel opět uslyší. Uslyší lépe než kdy předtím. Uslyšíte i ten nejtišší zvuk. Se sluchadly značky Signia zazáříte.

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou obecným popisem dostupných technických možností, které nemusí být v každém jednotlivém případě součástí přístrojů a mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Slovní a obrazová ochranná známka® je vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. Společnost Signia GmbH užívá těchto ochranných známek ve všech případech na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky patří příslušným vlastníkům těchto známek a označení.

¹Jensen, Pischel, Taylor, Schulte: Performance of Signia AX in At-Home Listening Situations [Výkon platformy Signia AX v domácím prostředí] (dokument společnosti Signia, 2021)

²Jensen, Høydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New Split-processing Paradigm [Zlepšené porozumění řeči díky novému modelu zpracovávajícímu odděleně signál řeči a signál z okolí] (magazín Hearing Review 2021;28(6):24-27)

³Všechny telefony s OS Android kompatibilní s rozšířením ASHA (Android Support for Hearing Aid)

⁴Høydal, Fisher, Wolf, Branda, Aubreville: Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows individualized hearing care [Motivace uživatele: Signia Asistent využívající AI umožňuje větší míru individuální péče o sluch] (magazín Hearing Review 2020;27(7):22-26)

Centrála, výrobce:

WSAUD A/S
Nyboellevej 6
3540 Lyngby
Dánsko

Distributor:

Sivantos s. r. o.
Molákova 576/11
186 00 Praha 8 - Karlín
Česká republika
Tel.: +420 257 328 161
E-mail: sluchadla.cz@sivantos.com

Otevírací doba:

Po 8:00-11:30
Út 8:00-11:30, 13:00-17:00
St 8:00-11:30
Čt 8:00-11:30, 13:00-17:00
Pá 8:00-11:30

 www.signia.net



Be Brilliant™

Revoluční dobíjecí sluchadlo přesně na míru



Insio Charge&Go AX




Skvělé porozumění řeči potřebujete, skvělé funkce chcete

Naše nové dobíjecí sluchadlo Insio Charge&Go AX nabízí vynikající poslech a diskretní provedení přesně na míru. Je vytvořeno přesně podle tvaru Vašeho zvukovodu a nabízí maximální nenápadnost. Drobné provedení sluchadla Insio Charge&Go AX Vám poskytne pohodlí po celý den nošení, zatímco přední platforma Augmented Xperience zajišťuje dokonalé porozumění řeči i ve velmi hlučném prostředí.¹

Neuvěřitelných 95 % respondentů nedávné studie uvedlo, že je s platformou Augmented Xperience naprosto spokojeno.¹

Se sluchadlem Insio Charge&Go AX skutečně zazáříte.





Augmented Xperience



Mimořádně kvalitní zvuk řeči

Už Vám neunikne ani slůvko

Poslech je občas náročný. Velká skupina lidí, kde všichni mluví zároveň, tišší řečníci, příliš okolního hluku... A zvuk někdy splývá, takže je skoro nemožné se soustředit na to, co slyšet chcete.

Platforma Augmented Xperience (AX) mění způsob, jakým posloucháte svět. Využívá revoluční technologii Augmented Focus™, která odděluje zvuk řeči od zvuků z pozadí, zpracovává tyto signály zvlášť a umožňuje tak jasný poslech. Poté je znovu spojí a tím zaručuje mimořádně kvalitní porozumění řeči i ve velmi hlučném prostředí. Už nemusíte uši napínat ze všech sil, abyste odlišili řeč od hluku z pozadí.

Výsledkem je, že 100 % respondentů nedávné studie uvedlo, že v domácím prostředí řeči perfektně porozumělo.¹ Uživatelé sluchadel Signia AX si také mohou vychutnat o 25 % lepší porozumění řeči v hlučném prostředí ve srovnání s předchozím modelem.¹

Signia AX v modelové situaci večírku také prokazatelně podává lepší výkon než přirozený sluch.²



Adaptabilní velikost



Dobíjecí


Bezkontaktní dobíjení pro celodenní výdrž

Toto jsou první sluchadla na míru s lithium-iontovou dobíjecí baterií. Inzio C&G AX stačí umístit do nabíječky Inzio. S přesným umístěním třeba na určité kontakty si nemusíte dělat starosti. Sluchadla se nabíjí, zatímco spíte nebo odpočíváte, a pak je stačí nasadit. Přesně, jak říká jejich název - Charge&Go: Nabijte a jděte. Na jediné nabití můžete se svými sluchadly „jít“ až na 20 hodin.



Nabíječka Inzio

U sluchadla Inzio C&G AX můžete vybírat ze dvou verzí: modelu ITE, který se nasazuje do ucha, nebo modelu ITC, který se zavádí do zvukovodu a je tak ještě diskretnější.



Konektivita s Android & iPhone



Diskretní vzhled

Konektivita s OS Android & iPhone

Inzio C&G AX Vám také nabízí pokročilé možnosti konektivity pomocí Bluetooth pro telefony s OS Android a iOS. Díky tomu můžete snadno streamovat telefonní hovory, hudbu i zvuk z televize v mimořádné kvalitě přímo do sluchadla. Sluchadla lze také propojit s aplikací Signia App, která nabízí funkci Signia Asistent využívající umělou inteligenci.



Black


Dark Brown

Brown

Mocca

Tan

Beige



Asistent fungující na principu AI

Signia Asistent

Signia Asistent je inspirován neuronovými sítěmi našeho mozku a nabízí okamžitou podporu v případech, kdy potřebujete rychle upravit nastavení.

Živoucí hluboká neuronová síť, kterou Signia Asistent využívá, znamená v péči o sluch skutečný průlom. Tato neuronová síť je systém, který se neustále učí něco nového o individuálních potřebách uživatele v konkrétních situacích. Výsledkem je, že 93 % uživatelů sluchadel označuje funkci Signia Asistent za smysluplnou inovaci, která zvyšuje jejich spokojenost se sluchadlem ve složitých poslechových situacích. Sluchadla s podobnou digitální asistencí by si zvolilo až neuvěřitelných 87 % uživatelů.⁴



Kompatibilní s telefony s OS iOS a Android. Aplikaci stáhnete zdarma.

Více informací na www.signia.net
Nebo se o platformě Inzio C&G AX, praktickém příslušenství a aplikaci Signia App informujte u svého foniatra.