

PLATNOST OD 1. ČERVNA 2022

SLUCHADLA AX

0172985 Skupina dospělí monoaurální

Kód VZP	Sluchadlo	Cena v Kč vč. DPH	Počet kanálů	Charakteristika sluchadla	Provedení	Do ztráty v dB:		
						500 Hz	2 kHz	
5014706	STYLETTO 7AX	36 900	48	Designové sluchadlo s integrovaným li-ion článkem a receiverem EarWear 3.0 přímo ve zvukovodu - RIC Využívá technologii AugmentedFocus™, která zpracovává signály zvuku řeči a zvuku z okolí odděleně. Přímé propojení s mobilním telefonem s OS iOS nebo Android s rozšířením ASHA (Android Support for Hearing Aids). Kompatibilní se zařízeními miniPocket, StreamLine TV, StreamLine Mic a mobilní aplikací SigniaApp. Propojení a přímé streamování zvuku díky Bluetooth. Doba provozu až 20 hodin.	Receiver S M P	65 80 95	85 95 105	
5014711	STYLETTO 5AX	28 500	32					
5014715	STYLETTO 3AX	19 500	24					
	Nabíječka Styletto AX	0*						Nabíječka Styletto AX s powerbankou. Při binaurální korekci nabíječka zdarma.
	Nabíječka Styletto AX Dry&Clean	3 500 3 500 - mono 0 - bin		Nabíječka Styletto AX s čističkou a vysoušečkou sluchadel. Automatické čištění a dezinfekce sluchadel pomocí UVC zářivky.				
5014648	PURE CHARGE&GO	7AX	34 000	48	Receiver EarWear 3.0 přímo ve zvukovodu - RIC Využívá technologii AugmentedFocus™, která zpracovává signály řeči a zvuku z okolí odděleně. Přímé propojení s mobilním telefonem s OS iOS nebo Android s rozšířením ASHA (Android Support for Hearing Aids). Kompatibilní se zařízeními miniPocket, StreamLine TV, StreamLine Mic a mobilní aplikací SigniaApp. Vybavení/Ovládací prvky: kolébka Doba provozu až 28 hodin. Receiver S, M, P zdarma, receiver HP za příplatek 700 Kč. Cena samostatného receiveru 1 200 Kč.	Receiver S M P HP	65 80 95 102	85 95 105 115
5014656		5AX	25 000	32				
5014660		3AX	15 500	24				
5014665		2AX	11 500	16				
5014669		1AX	9 500	16				
5014673	PURE CHARGE&GO T	7AX	34 400	48	Určeno převážně pro streaming a poslech hudby. Receiver EarWear 3.0 přímo ve zvukovodu - RIC Využívá technologii AugmentedFocus™, která zpracovává signály řeči a zvuku z okolí odděleně. Přímé propojení s mobilním telefonem s OS iOS nebo Android s rozšířením ASHA (Android Support for Hearing Aids). Kompatibilní se zařízeními miniPocket, StreamLine TV, StreamLine Mic a mobilní aplikací SigniaApp. Vybavení/Ovládací prvky: kolébka Doba provozu až 39 hodin. Receiver S, M, P zdarma, receiver HP za příplatek 700 Kč. Cena samostatného receiveru 1 200 Kč.	Receiver S M P HP	65 80 95 102	85 95 105 115
5014677		5AX	25 400	32				
5014681		3AX	15 900	24				
5014685		2AX	11 900	16				
5014702		1AX	9 900	16				
	Set CROS Charge&Go AX	5 500		Vysílací sada CROS AX kompatibilní se sluchadly PureCharge&Go AX cenové úrovně 3, 5, 7 pro osoby s jednostrannou hluchotou.				
	Nabíječka Pure AX	0**		Nabíječka Pure pro sluchadla Pure C&G AX, T AX a CROS Pure C&G AX.				
	Přenosná nabíječka Pure	3 500 2 500 - mono 1 500 - bin		Přenosná nabíječka Pure pro sluchadla Pure C&G AX, T AX, která sluchadla dobije až 3x bez nutnosti připojení do sítě.				
	Nabíječka Pure Dry&Clean			Nabíječka Pure pro sluchadla Pure C&G AX, T AX nabízející vysoušení, čištění a dezinfekci sluchadel pomocí UVC zářivky.				

Kód VZP	Sluchadlo	Cena v Kč vč. DPH	Počet kanálů	Charakteristika sluchadla	Do ztráty v dB:		
					500 Hz	2 kHz	
5014719	INSIO CHARGE&GO 7AX	IT/CT	31 600	48	Digitální zvukovodové sluchadlo Přímé propojení s mobilním telefonem s OS iOS nebo Android s rozšířením ASHA (Android Support for Hearing Aids). Kompatibilní se zařízeními miniPocket, StreamLine TV, StreamLine Mic a mobilní aplikací SigniaApp. Doba provozu až 28 hodin. Vybavení/Ovládací prvky: tlačítko - lze využít jako VC a přepínač programů, TwinMic	85/90	90/95
5014723	INSIO CHARGE&GO 5AX	IT/CT	23 200	32			
5014727	INSIO CHARGE&GO 3AX	IT/CT	14 200	24			
	Nabíječka Insio	0**		Nabíječka Insio pro sluchadla Insio C&G AX.			
	Skořepina	700		Skořepina při prvovýrobě.			

*Cena 0 Kč platí při binaurální korekci, jinak cena 3 500 Kč.

**Cena 0 Kč platí při binaurální korekci, jinak cena 1 000 Kč.

Sivantos s.r.o., Molákova 576/11, 186 00 Praha 8
 Tel.: 257 328 161, sluchadla.cz@sivantos.com
 www.signia.net

signia
 Life sounds brilliant.

PLATNOST OD 1. ČERVNA 2022

SLUCHADLA AX

Model sluchadla	Počet kanálů	Cena	Indikační skupina				
			Od 19 let – monoaurální korekce	Od 19 let – binaurální korekce	Dětská sluchadla – monoaurální korekce	Dětská sluchadla – binaurální korekce	
			0172985	0172986	0172982	0172983 0172984	
Styletto							
7AX	48	36 900	5014706	5014707	5014704	5014705	
5AX	32	28 500	5014711	5014712	5014709	5014710	
3AX	24	19 500	5014715	5014716	5014713	5014714	
Pure C&G AX							
7AX	48	34 000	5014648	5014647	5014650	5014649	
5AX	32	25 000	5014656	5014653	5014654	5014655	
3AX	24	15 500	5014660	5014661	5014658	5014659	
2AX	16	11 500	5014665	5014666	5014663	5014664	
1AX	16	9 500	5014669	5014670	5014667	5014668	
Pure C&G T AX							
7AX	48	34 400	5014673	5014674	5014671	5014672	
5AX	32	25 400	5014677	5014678	5014675	5014676	
3AX	24	15 900	5014681	5014682	5014679	5014680	
2AX	16	11 900	5014685	5014686	5014683	5014684	
1AX	16	9 900	5014702	5014703	5014699	5014700	
Insio AX							
	Typ						
7AX	IT/CT	48	31 600	5014719	5014720	5014717	5014718
5AX	IT/CT	32	23 200	5014723	5014724	5014721	5014722
3AX	IT/CT	24	14 200	5014727	5014728	5014725	5014726

Nezbytné příslušenství			Doplňkové vybavení		
					
Nabíječka Styletto AX	Nabíječka Pure	Nabíječka Insio	Nabíječka Styletto AX Dry&Clean	Přenosná nabíječka Pure	Nabíječka Pure Dry&Clean
Qi nabíječka s powerbankou. Při binaurální korekci zdarma.	Nabíječka Pure pro sluchadla Pure C&G AX, T AX a CROS Pure C&G AX.	Nabíječka Insio pro sluchadla Insio C&G AX.	Nabíječka s čističkou a vysoušečkou sluchadel. Probíhá pomocí UVC zářivky.	Přenosná nabíječka s powerbankou pro sluchadla Pure.	Nabíječka Pure s čističkou a vysoušečkou sluchadel. Probíhá pomocí UVC zářivky.