

Ušní tvarovky

Sivantos vyrábí měkké a tvrdé tvarovky nejvyšší kvality vhodné pro sluchadla Signia, Siemens a také jako ochrana proti hluku a vodě.

VLASTNOSTI TVAROVEK:

- ▮ Různé typy ventilace
- ▮ Otisk zvukovodu se uchovává 6 měsíců pro potřeby další výroby
- ▮ Každá tvarovka má své sériové číslo

VÝHODY TVRDÝCH TVAROVEK:

- ▮ Počítačové modelování a laserové zpracování zaručují maximální přesnost provedení
- ▮ Matný nebo lakovaný povrch
- ▮ Se standardní hadičkou 2 x 3 mm
- ▮ Pevná hadička, kolínko rovné nebo profilované
- ▮ Typy tvrdých tvarovek: slupka, skelet, třmen, otevřený skelet, skelet bez zvukovodu, zátka, zátka s opěrkou, Life tvarovka

VÝHODY MĚKKÝCH TVAROVEK:

- ▮ Měkké ušní tvarovky z Bioporu jsou pohodlné na nošení, ideální pro uši citlivé na tlak
- ▮ Díky dokonalému těsnění jsou vhodné pro osoby s těžkou ztrátou sluchu
- ▮ Dvě úrovně tvrdosti: 40 a 25
- ▮ Transparentní, tělové nebo barevné varianty
- ▮ Se standardní hadičkou 2 x 3 mm
- ▮ Typy měkkých tvarovek: slupka, skelet, zátka, ochrana proti vodě, ochrana proti hluku, tvarovka pro sluchadlo Aquaris

TYPY TVAROVEK:



Skelet



Slupka



Třmen



Otevřený skelet



Skelet bez zvukovodu



Zátka



Zátka s opěrkou



Life tvarovka



Ochrana proti vodě



Ochrana protihluku

Pro náročné klienty nabízíme individuální řešení: Tvarovky jsou dostupné v široké paletě barev a dalších dekorací. Pacienti tak mohou vytvářet kombinace dle jejich přání.

BARVY MĚKKÝCH TVAROVEK

Měkké tvarovky se vyrábí v široké paletě barev - jednobarevné, dvoubarevné i třibarevné a to v transparentním nebo neprůhledném provedení.



Jednobarevná transparentní



Jednobarevná neprůhledná




Dvoubarevná




Třibarevná

Měkké tvarovky
– úroveň tvrdosti 40



Velmi měkké tvarovky
– úroveň tvrdosti 25



BARVY TVRDÝCH TVAROVEK


Tvrdé tvarovky se vyrábí v šesti transparentních barvách:



zelená



modrá



žlutá



oranžová



červená





fialová

OZDOBY

Ozdoby se mohou aplikovat na měkké i tvrdé lakované tvarovky. Tvrdé tvarovky mohou být zdobeny i kamínky. Sivantos Vám nabízí širokou škálu ozdob různých barev a tvarů.



Tvarovka s ozdobami



- Možnost použití ozdob záleží na tvaru ucha a úrovni tvrdosti tvarovky.
- Ilustrativní obrázek. Další motivy a barvy na požádání.