

Be  
Brilliant™

# Kleine Wunderwerke

Signia Im-Ohr-Hörgeräte



signia



## Für jeden die passende Lösung

Vielfältige Möglichkeiten kurz erklärt

Zunächst geben wir Ihnen einen Überblick, welche vielfältigen Wahlmöglichkeiten Sie bei Signia Im-Ohr-Hörgeräten haben. In der Tabelle auf Seite 6 sehen Sie dann, welche speziellen Modelle Ihre individuellen Wünsche erfüllen können.

**Maßgefertigte Hörgeräte:** Für höchsten Tragekomfort eignen sich maßgefertigte Hörgeräte am besten, die in handwerklicher Meisterleistung individuell nach einem Ohrabdruck gefertigt werden.

**Schnelle Ausprobemöglichkeit:** Instant Fit Hörgeräte, die eine Standardform haben und mit Silikonauflagen versehen sind, kommen ohne Maßanfertigung aus und bieten eine schnelle und unkomplizierte Ausprobemöglichkeit.

**Batteriewechsel vermeiden:** Aufladbare Im-Ohr-Hörgeräte mit passendem Ladegerät oder mobilen Lade-Etuis sind ideal, um regelmäßigen Batteriewechsel zu vermeiden. Und die Hörgeräte schalten im Lade-Etui selbständig aus und wieder ein, wenn sie entnommen werden.

**Direct-Streaming:** Bluetooth-fähige Hörgeräte ermöglichen die direkte Übertragung von Audiosignalen, zum Beispiel Telefonate vom Smartphone oder den Ton vom Fernseher mit einem kleinen Sender.

**Innovatives Design:** Earbud-Design-Hörgeräte sehen aus wie moderne Bluetooth-Kopfhörer und sind daher nicht als Hörgeräte erkennbar.

**Nahezu unsichtbar:** Für maximale Unauffälligkeit gibt es Modelle, die fast unsichtbar im Ohr sitzen, sowohl mit als auch ohne Akku, jedoch ohne Bluetooth-Fähigkeit.

**Fernbedienbar:** Alle Signia Hörgeräte lassen sich per App oder Fernbedienung steuern. Für NutzerInnen ohne Smartphone bietet die „miniPocket“-Fernbedienung eine praktische Alternative.

**Selbstständige Klanganpassung:** Der Signia Assistant in der Signia App unterstützt bei Klanganpassungen. Mit Hilfe von KI werden individuelle Klangvorschläge direkt in die Hörgeräte gesendet.



## Die Königsklasse – Hörgeräte auf Maß

Die Königsklasse der Individualität sind maßgefertigte Im-Ohr-Hörgeräte. Sie basieren auf einer handwerklichen Meisterleistung Ihres/r HörakustikerIn sowie der Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Signia. Als persönliche Einzelstücke angefertigt, schmiegen sich die kleinen Geräte komplett an den Gehörgang an. Für optimalen Tragekomfort.

Für eine hochwertige, passgenaue Hörlösung ist partnerschaftliche Hand-in-Hand-Arbeit von HörakustikerInnen und Signia nötig. Im Fachgeschäft erhalten Sie eine auf Sie abgestimmte Beratung und es werden Abdrücke von Ihren Ohren genommen. Sind die Hörgeräte angefertigt, erfolgen individuelle Anpassung und Betreuung wiederum von Ihrem/r HörakustikerIn. Die hochwertige Maßanfertigung und eine innovative Technik liefern wir von Signia.



### Modeling

Modeling bedeutet das digitale Anpassen an den Gehörgang. Die Ohrabdrücke werden mit einem 3D-Scanner digitalisiert, um die technischen Bauteile virtuell in die Ohrform einzupassen. Mit der Erfahrung und dem Können unserer ExpertInnen können die Hörgeräte so möglichst klein gefertigt werden.

### Herstellung

Unser europäisches Fertigungszentrum in Poznan (Polen) zählt zu einer der modernsten Fertigungsstätten von maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräten weltweit. Hochmoderne Produktionsmaschinen fertigen die individuellen Schalen der Hörgeräte mittels eines präzisen 3D-Druckverfahrens aus hochwertigen Harzen. Danach werden die ausgewählten elektronischen Komponenten in Handarbeit eingebaut.





## Großartige Technik, angepasst an Ihr Ohr

Für die Abmessungen sind die Größe des Gehörgangs, aber auch der Grad der Hörminderung sowie die Auswahl der elektronischen Bauteile entscheidend. Die kleinsten Modelle sind beispielsweise eher für leichte bis mittlere Hörminderungen geeignet und verfügen meist nicht über 100% der technisch möglichen Ausstattung. Dafür sind sie so klein, dass man sie von außen praktisch nicht sehen kann.

Lassen Sie sich beim Auswahlprozess für die Ausstattung Ihrer maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräte von Ihrem/er HörakustikerIn begleiten und entscheiden Sie in Ruhe, was Ihnen besonders wichtig ist, Diskretion oder Bluetooth-Streaming beispielsweise.



Insio IIC

### IIC (Invisible in the canal)

Im-Ohr-Hörgeräte werden komplett im Ohr getragen. Je kleiner die Modelle sind, desto tiefer sitzen sie im Gehörgang. Die kleinsten ihrer Art sind von außen kaum oder häufig sogar überhaupt nicht zu sehen, für viele das entscheidende Auswahlkriterium.



Insio CIC

### CIC (Completely in the canal)

Die Hörgeräte sind etwas größer, sitzen aber immer noch weitgehend vollständig im Gehörgang. Daher sind sie für andere Personen kaum sichtbar.



Insio ITC

### ITC (In the canal)

In dieser Kategorie sitzen die Hörgeräte nicht vollständig im Gehörgang, sodass ein Teil über den Eingang des Gehörgangs hinausreicht. Sie sind eher sichtbar als die kleineren Modelle, aber besser zu fassen und daher leichter einzusetzen.



Insio ITE

### ITE (In the ear)

Durch die größere Bauform gibt es genügend Platz für technische Ausstattung, die Leistung kann höher sein und die Geräte sind besonders leicht zu greifen.

## Welches Modell passt zu mir?

Fragen, die bei der Entscheidung helfen


Signia Im-Ohr-Hörgeräte gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Größen. Je nach Modell können Sie beispielsweise Bluetooth-Konnektivität oder leistungsstarke Akkutechnologie (Charge&Go) wählen. Oder Sie entscheiden sich für den Fokus auf höchstmögliche Diskretion. Dann sind für Sie besonders kleine Im-Ohr-Hörgeräte ideal.

Sehen Sie sich die unterschiedlichen Hörgeräte auf den folgenden Seiten in Ruhe an und lassen Sie sich von Ihrem/r HörakustikerIn beraten, welche Wahl Ihre Wünsche am besten erfüllt.



### Ihre Hörgeräte sollen individuell an Ihre Ohrform angepasst sein?

Informieren Sie sich über die maßgefertigten Insio und Insio Charge&Go Hörgeräte.



### Sie wollen ein direktes Hörerlebnis ohne Wartezeit?

Entdecken Sie die Geräte Silk Charge&Go und Active (Pro).



### Diskretion ist Ihnen wichtig?

Sehen Sie sich Silk Charge&Go und Insio an.



### Sie legen Wert auf einzigartiges, stilvolles Design?

Entdecken Sie Active (Pro), für Premium-Hörversorgung und Earbuds in einem.



### Sie wollen Ihre Hörgeräte unterwegs aufladen können?

Lernen Sie Insio Charge&Go CIC, Silk Charge&Go und Active (Pro) mit mobilen Lade-Etuis kennen.



### Sie telefonieren viel oder wünschen sich puren Musikgenuss?

Wählen Sie Insio Charge&Go AX oder Active (Pro) mit Streaming-Funktion via Bluetooth.



### Sie nutzen gerne Apps?

Sie haben die freie Wahl: Jedes unserer Im-Ohr-Hörgeräte kann mit der Signia App für Smartphones ferngesteuert werden.

## Welches Modell kann was genau?

Funktionsüberblick der verschiedenen Bauformen

Lassen Sie sich beim Auswahlprozess für die Ausstattung Ihrer Im-Ohr-Hörgeräte von Ihrem/er HörakustikerIn begleiten, damit Ihre Wünsche optimal erfüllt werden.

Die kleinsten Modelle sind eher für leichte bis mittlere Hörminderungen geeignet und verfügen meist nicht über 100 % der technisch möglichen Ausstattung. Dafür sind sie so klein, dass man sie von außen praktisch nicht sehen kann.



	Insio	Silk Charge&Go	Insio Charge&Go AX	Active Pro
<b>Nahezu unsichtbar</b>	•	•		
<b>Maßgefertigt</b>	•		•	
<b>Standard-Bauform</b>		•		•
<b>Aufladbar</b>	o <sup>1</sup>	•	•	•
<b>Direct-Streaming</b>			• <sup>2</sup>	• <sup>3</sup>
<b>Hands-free Telefonie</b>			• <sup>4</sup>	• <sup>4</sup>
<b>Signia Assistant</b>			•	•
<b>Earbud-Design</b>				•
<b>Fernbedienbar</b>	•	•	•	•

<sup>1</sup>Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb. In verschiedenen Größen und für verschiedene Hörminderungen

<sup>2</sup>Direct-Streaming von iPhones und LE Audio- sowie ASHA-fähigen Android-Smartphones

<sup>3</sup>Direct-Streaming von iPhones, Android-Smartphones mit LE Audio und ASHA

<sup>4</sup>Hands-free mit iPhone





# Spitzentechnologie auf kleinstem Raum

Wunderwerke der Technik

## Automatik für leichtes Hören

Chip-Technologie entwickelt in Deutschland

Das Herzstück unserer maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräte ist ein nur drei mal drei Millimeter kleiner Chip, der in unserer Niederlassung in Erlangen entwickelt wurde. Er steuert und orchestriert die verschiedenen Automatikfunktionen, die das Hören mit Signia Hörgeräten so leicht und natürlich machen.

Signia Im-Ohr-Hörgeräte sind wie kleine Computer in der Lage, komplexe akustische Analysen der Klangumgebung durchzuführen.

Sie regulieren daraufhin in Echtzeit ihren Klang selbst, um den unterschiedlichen Ansprüchen wechselnder Hörsituationen gerecht zu werden. Auf eine laut zuschlagende Türe reagieren die Hörgeräte kräftig und blitzschnell. Anders als auf Musik, die man gerne auch einmal laut hören möchte. Sind die Hintergrundgeräusche bei einem Gespräch zu stark, um Sprache zu verstehen, regelt die automatische Störgeräuschunterdrückung nach. Und Gläserklirren wird so angesteuert, dass es einfach Spaß macht, auf ein schönes Ereignis anzustoßen.



signia

Entwickelt in  
Deutschland

# Insio – Wenn unauffällig einzigartig wird

Die kleinsten maßgefertigten Hörgeräte von Signia

Für Menschen, bei denen der Wunsch nach Diskretion an oberster Stelle steht oder die eine maßgefertigte Lösung mit perfektem Sitz wünschen.

- Höchste Diskretion durch tiefen Sitz im Gehörgang der kleinsten Modelle
- Einzelstücke nach einem Abdruck vom Ohr. Technik wird in Handarbeit eingebaut
- Perfekte Passform und Komfort durch individuelles Gehäuse
- Je nach Modell mit Akku (Charge&Go) oder Batterie
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung miniPocket™
- Geeignet für leichte bis mittlere Hörminderungen



Diskretion




Maßanfertigung



Mobiles Laden



Binaurales OneMic  
Richtmikrofon



Erweiterte  
Eingangsdynamik



Auto EchoShield



Signia App



Insio IIC



Insio CIC



Insio Charge&Go  
CIC\*



Insio ITC



Insio ITE

Verfügbar in den Farben:



\*Mobiles Ladeetui für 3 mal laden



## Insio Charge&Go AX – Für alle, die das Einzigartige lieben

Die vollausgestatteten maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräte von Signia

Ideal für LiebhaberInnen von maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräten, die maximale Ausstattung bieten.  
Mit Akku und Direct-Streaming

- Einzelstücke nach einem Abdruck vom Ohr. Technik wird in Handarbeit eingebaut
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten, z.B. Telefonate oder der TV-Ton
- Lithium-Ionen-Akkupower für eine Laufzeit über den Tag hinaus
- Einfachste Handhabung durch automatisches Ein- und Ausschalten über das Ladegerät
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Integrierte Bewegungssensoren für die gezielte Klanganpassung speziell an Bewegungssituationen
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung miniPocket™
- Signia Assistant für eigene Klanganpassungen per App
- Geeignet für leichte bis hochgradige Hörminderungen



Verfügbar in den Farben:



Stationäres Ladeetui

## Silk Charge&Go – Wenn unsichtbar aufladbar wird

Die kleinsten wiederaufladbaren Hörgeräte der Welt

Perfekt, um die größtmögliche Diskretion, die einfachste Handhabung mit Akku und eine Ausprobe ohne Wartezeit zu kombinieren

- Annähernd unsichtbar für absolut diskrete Hörerlebnisse
- Akkupower mit bis zu 28h Betriebszeit
- Besonders beliebte Bauform, da die Ausprobe im Fachgeschäft dank flexibler Silikonaufsätze ohne Maßanfertigung durchführbar ist. Doch auch maßgefertigte Otoplastiken sind möglich.
- OneMic-Richtmikrofon für leichteres Hören bei Hintergrundgeräuschen
- Mobiles Ladeetui für unterwegs mit vier weiteren vollen Ladungen
- Einfachste Handhabung durch automatisches Ein- und Ausschalten über das Ladegerät
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung miniPocket™
- Geeignet für leichte bis mittelgradige Hörminderungen



Verfügbar in den Farben:



Mobiles Ladeetui für 3 mal laden



## Active (Pro) – Hörgeräte und Earbud in einem

Spitzenaudiologie im Design von Consumer Electronics

Active IX begeistert Menschen, die keine traditionellen Hörgeräte tragen möchten und kompromislose audiologische Performance plus Bedienkomfort schätzen.

- Innovative Hörgeräte in außergewöhnlichem Earbud-Design
- Im-Ohr-Hörgeräte ohne Maßanfertigung
- Direct-Streaming von iOS-, ASHA- und LE Audio-fähigen Android-Geräten
- Hands-free-Telefonie möglich
- Mobiles Ladeetui für unterwegs mit drei weiteren vollen Ladungen
- Einfachste Handhabung durch automatisches Ein- und Ausschalten über das Ladegerät
- Leichte Erkennung der richtigen Seite durch Kennzeichnung R und L auf der Innenseite
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Signia Assistant für eigene Klanganpassungen per App
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung miniPocket™
- Geeignet für leichte bis mittelgradige Hörminderungen



Verfügbar in den Farben:



Mobiles Ladeetui für 3 mal laden



## Über Signia

Signia ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung. Und Signia Hörgeräte gleichen nicht einfach nur aus. Sie ermöglichen HörgeräteträgerInnen mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Und brillant zu hören. Jedes Wort, jeden Takt, jeden Atemzug.

**Signia. Be Brilliant.**

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

Kontakt:  
Signia GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen

Webversion Deutschland V1.0  
© 09.2025 Signia GmbH

Sie finden uns unter:



[signia.net](https://signia.net)



[facebook.com/SigniaHearingGermany](https://facebook.com/SigniaHearingGermany)



[youtube.com/SigniaHearing](https://youtube.com/SigniaHearing)



[instagram.com/Signia.Deutschland](https://instagram.com/Signia.Deutschland)