

Be
Brilliant™

Kleine Wunderwerke

Signia Im-Ohr-Hörgeräte



signia



Für jeden die passende Lösung

Vielfältige Möglichkeiten kurz erklärt

Zunächst geben wir Ihnen einen Überblick, welche vielfältigen Wahlmöglichkeiten Sie bei Signia Im-Ohr-Hörgeräten haben. In der Tabelle auf Seite 6 sehen Sie dann, welche speziellen Modelle Ihre individuellen Wünsche erfüllen können.

Maßgefertigte Hörgeräte: Für höchsten Tragekomfort eignen sich maßgefertigte Hörgeräte am besten, die in handwerklicher Meisterleistung individuell nach einem Ohrabdruck gefertigt werden.

Schnelle Ausprobemöglichkeit: Instant Fit Hörgeräte, die eine Standardform haben und mit Silikonaufsätzen versehen sind, kommen ohne Maßanfertigung aus und bieten eine schnelle und unkomplizierte Ausprobemöglichkeit.

Batteriewechsel vermeiden: Aufladbare Im-Ohr-Hörgeräte mit assendem Ladegerät oder mobilen Lade-Etuis sind ideal, um regelmäßigen Batteriewechsel zu vermeiden. Und die Hörgeräte schalten im Lade-Etui selbstständig aus und wieder ein, wenn sie entnommen werden.

Direct-Streaming: Bluetooth®-fähige Hörgeräte ermöglichen die direkte Übertragung von Audiosignalen, zum Beispiel Telefonate vom Smartphone oder den Ton vom Fernseher mit einem kleinen Sender.

Innovatives Design: Earbud-Design-Hörgeräte sehen aus wie moderne Bluetooth-Kopfhörer und sind daher nicht als Hörgeräte erkennbar.

Nahezu unsichtbar: Für maximale Unauffälligkeit gibt es Modelle, die fast unsichtbar im Ohr sitzen, sowohl mit als auch ohne Akku, jedoch ohne Bluetooth-Fähigkeit.

Fernbedienbar: Alle Signia Hörgeräte lassen sich per App oder Fernbedienung steuern. Für NutzerInnen ohne Smartphone bietet die Signia Fernbedienung eine praktische Alternative.


Selbstständige Klanganpassung: Der Signia Assistant in der Signia App unterstützt bei Klanganpassungen. Mit Hilfe von KI werden individuelle Klangvorschläge direkt in die Hörgeräte gesendet.



Die Königsklasse – Hörgeräte auf Maß

Die Königsklasse der Individualität sind maßgefertigte Im-Ohr-Hörgeräte. Sie basieren auf einer handwerklichen Meisterleistung Ihres/r HörakustikerIn sowie der Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Signia. Als persönliche Einzelstücke angefertigt, schmiegen sich die kleinen Geräte komplett an den Gehörgang an. Für optimalen Tragekomfort.

Für eine hochwertige, passgenaue Hörlösung ist partnerschaftliche Hand-in-Hand-Arbeit von HörakustikerInnen und Signia nötig. Im Fachgeschäft erhalten Sie eine auf Sie abgestimmte Beratung und es werden Abdrücke von Ihren Ohren genommen. Sind die Hörgeräte angefertigt, erfolgen individuelle Anpassung und Betreuung wiederum von Ihrem/r HörakustikerIn. Die hochwertige Maßanfertigung und eine innovative Technik liefern wir von Signia.




Modeling

Modeling bedeutet das digitale Anpassen an den Gehörgang. Die Ohrabdrücke werden mit einem 3D-Scanner digitalisiert, um die technischen Bauteile virtuell in die Ohrform einzupassen. Mit der Erfahrung und dem Können unserer ExpertInnen können die Hörgeräte so möglichst klein gefertigt werden.

Herstellung

Unser europäisches Fertigungszentrum in Poznan (Polen) ist eines der modernsten Fertigungsstätten von maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräten weltweit. Hochmoderne Produktionsmaschinen fertigen die individuellen Schalen der Hörgeräte mittels eines präzisen 3D-Druckverfahrens aus hochwertigen Harzen. Danach werden die ausgewählten elektronischen Komponenten in Handarbeit eingebaut.





Großartige Technik, angepasst an Ihr Ohr

Für die Abmessungen sind die Größe des Gehörgangs, aber auch der Grad der Hörminderung sowie die Auswahl der elektronischen Bauteile entscheidend. Die kleinsten Modelle sind beispielsweise eher für leichte bis mittlere Hörminderungen geeignet und verfügen meist nicht über 100 % der technisch möglichen Ausstattung. Dafür sind sie so klein, dass man sie von außen praktisch nicht sehen kann.

Lassen Sie sich beim Auswahlprozess für die Ausstattung Ihrer maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräte von Ihrem/r HörakustikerIn begleiten und entscheiden Sie in Ruhe, was Ihnen besonders wichtig ist – beispielsweise Diskretion oder Bluetooth-Streaming.



Insio IIC



Insio CIC



Insio ITC



Insio ITE

IIC (Invisible in the canal)

Im-Ohr-Hörgeräte werden komplett im Ohr getragen. Je kleiner die Modelle sind, desto tiefer sitzen sie im Gehörgang. Die kleinsten ihrer Art sind von außen kaum oder häufig sogar überhaupt nicht zu sehen, für viele das entscheidende Auswahlkriterium.

CIC (Completely in the canal)

Die Hörgeräte sind etwas größer, sitzen aber immer noch weitgehend vollständig im Gehörgang. Daher sind sie für andere Personen kaum sichtbar.

ITC (In the canal)

In dieser Kategorie sitzen die Hörgeräte nicht vollständig im Gehörgang, sodass ein Teil über den Eingang des Gehörgangs hinausreicht. Sie sind eher sichtbar als die kleineren Modelle, aber besser zu fassen und daher leichter einzusetzen.

ITE (In the ear)

Durch die größere Bauform gibt es genügend Platz für technische Ausstattung, die Leistung kann höher sein und die Geräte sind besonders leicht zu greifen.

Welches Modell passt zu mir?

Fragen, die bei der Entscheidung helfen

Signia Im-Ohr-Hörgeräte gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Größen. Je nach Modell können Sie beispielsweise Bluetooth-Konnektivität oder leistungsstarke Akkutechnologie (Charge&Go) wählen. Oder Sie entscheiden sich für den Fokus auf höchstmögliche Diskretion. Dann sind für Sie besonders kleine Im-Ohr-Hörgeräte ideal.

Sehen Sie sich die unterschiedlichen Hörgeräte auf den folgenden Seiten in Ruhe an und lassen Sie sich von Ihrem/r HörakustikerIn beraten, welche Wahl Ihre Wünsche am besten erfüllt.



Ihre Hörgeräte sollen individuell an Ihre Ohrform angepasst sein?

Informieren Sie sich über die maßgefertigten Insio und Insio Charge&Go Hörgeräte.



Sie wollen ein direktes Hörerlebnis ohne Wartezeit?

Entdecken Sie die Geräte Silk Charge&Go und Active Mini.



Diskretion ist Ihnen wichtig?

Sehen Sie sich Silk Charge&Go und Insio an.




Sie legen Wert auf einzigartiges, stilvolles Design?

Entdecken Sie Active Mini – Premium-Hörversorgung und Earbuds in einem.




Sie wollen Ihre Hörgeräte unterwegs aufladen können?

Lernen Sie Insio Charge&Go CIC, Silk Charge&Go und Active Mini mit mobilen Lade-Etuis kennen.



Sie telefonieren viel oder wünschen sich puren Musikgenuss?

Wählen Sie Insio Charge&Go AX oder Active Mini mit Streaming-Funktion via Bluetooth.



Sie nutzen gerne Apps?

Sie haben die freie Wahl: Jedes unserer Im-Ohr-Hörgeräte kann mit der Signia App für Smartphones ferngesteuert werden.

Welches Modell kann was genau?

Funktionsüberblick der verschiedenen Bauformen

Lassen Sie sich beim Auswahlprozess für die Ausstattung Ihrer Im-Ohr-Hörgeräte von Ihrem/r HörakustikerIn begleiten, damit Ihre Wünsche optimal erfüllt werden.

Die kleinsten Modelle sind eher für leichte bis mittlere Hörminderungen geeignet und verfügen meist nicht über 100 % der technisch möglichen Ausstattung. Dafür sind sie so klein, dass man sie von außen praktisch nicht sehen kann.

				
	Insio	Silk Charge&Go	Insio Charge&Go AX	Active Mini
Nahezu unsichtbar	•	•		
Maßgefertigt	•		•	
Standard-Bauform		•		•
Aufladbar	○ ¹	•	•	•
Direct-Streaming			• ²	• ²
Hands-free Telefonie			• ³	• ³
Signia Assistant			•	•
Earbud-Design				•
Fernbedienbar	•	•	•	•

¹Wahlweise Batterie- oder Akkubetrieb. In verschiedenen Größen und für verschiedene Hörminderungen

²Direct-Streaming von iPhones sowie LE Audio- und ASHA-fähigen Android-Smartphones

³Hands-free mit iPhones und Android-Smartphones mit LE Audio





Spitzentechnologie auf kleinstem Raum

Wunderwerke der Technik

Automatik für leichtes Hören

Chip-Technologie entwickelt in Deutschland

Das Herzstück unserer maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräte ist ein nur drei mal drei Millimeter kleiner Chip, der in unserer Niederlassung in Erlangen entwickelt wurde. Er steuert und orchestriert die verschiedenen Automatikfunktionen, die das Hören mit Signia Hörgeräten so leicht und natürlich machen.

Signia Im-Ohr-Hörgeräte sind wie kleine Computer in der Lage, komplexe akustische Analysen der Klangumgebung durchzuführen.

Sie regulieren daraufhin in Echtzeit ihren Klang selbst, um den unterschiedlichen Ansprüchen wechselnder Hörsituationen gerecht zu werden. Auf eine laut zuschlagende Türe reagieren die Hörgeräte kräftig und blitzschnell – anders als auf Musik, die man gerne auch einmal laut hören möchte. Sind die Hintergrundgeräusche bei einem Gespräch zu stark, um Sprache zu verstehen, regelt die automatische Störgeräuschunterdrückung nach. Und Gläserklirren wird so gesteuert, dass es einfach Spaß macht, auf ein schönes Ereignis anzustoßen.



signia

Entwickelt in
Deutschland

Insio – Wenn unauffällig einzigartig wird

Die kleinsten maßgefertigten Hörgeräte von Signia

Für Menschen, bei denen der Wunsch nach Diskretion an oberster Stelle steht oder die eine maßgefertigte Lösung mit perfektem Sitz wünschen.

- Höchste Diskretion durch tiefen Sitz im Gehörgang der kleinsten Modelle
- Einzelstücke nach einem Abdruck vom Ohr. Technik wird in Handarbeit eingebaut
- Perfekte Passform und Komfort durch individuelles Gehäuse
- Je nach Modell mit Akku (Charge&Go) oder Batterie
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung
- Geeignet für leichte bis mittlere Hörminderungen




Diskretion




Maßanfertigung



Mobiles Laden



Binaurales OneMic-
Richtmikrofon



Erweiterte
Eingangsdynamik



Auto EchoShield



Signia App



Insio IIC



Insio CIC



Insio Charge&Go
CIC*



Insio ITC



Insio ITE

Verfügbar in den Farben:



*Mobiles Lade-Etui für 6 mal laden



Insio Charge&Go AX – Für alle, die das Einzigartige lieben

Die voll ausgestatteten maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräte von Signia

Ideal für LiebhaberInnen von maßgefertigten Im-Ohr-Hörgeräten, die maximale Ausstattung bieten.
Mit Akku und Direct-Streaming

- Einzelstücke nach einem Abdruck vom Ohr. Technik wird in Handarbeit eingebaut
- Direct-Streaming von iOS- und ASHA-fähigen Android-Geräten, z. B. Telefonate oder TV-Ton
- Lithium-Ionen-Akkupower für eine Laufzeit über den Tag hinaus
- Einfachste Handhabung durch automatisches Ein- und Ausschalten über das Ladegerät
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Integrierte Bewegungssensoren für die gezielte Klanganpassung speziell an Bewegungssituationen
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung
- Signia Assistant für eigene Klanganpassungen per App
- Geeignet für leichte bis hochgradige Hörminderungen



Verfügbar in den Farben:



Stationäres Lade-Etui

Silk Charge&Go – Wenn unsichtbar aufladbar wird

Die kleinsten wiederaufladbaren Hörgeräte der Welt

Perfekt, um die größtmögliche Diskretion, die einfachste Handhabung mit Akku und eine Ausprobe ohne Wartezeit zu kombinieren

- Annähernd unsichtbar für absolut diskrete Hörerlebnisse
- Akkupower mit bis zu 28 h Betriebszeit
- Besonders beliebte Bauform, da die Ausprobe im Fachgeschäft dank flexibler Silikonaufsätze ohne Maßanfertigung durchführbar ist. Doch auch maßgefertigte Otoplastiken sind möglich.
- OneMic-Richtmikrofon für leichteres Hören bei Hintergrundgeräuschen
- Mobiles Lade-Etui für unterwegs mit vier weiteren vollen Ladungen
- Einfachste Handhabung durch automatisches Ein- und Ausschalten über das Ladegerät
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung
- Geeignet für leichte bis mittelgradige Hörminderungen



Verfügbar in den Farben:



Mobiles Lade-Etui für unterwegs



Active Mini – Earbud-Hörgeräte smart design

Spitzenaudiologie im Design von Consumer Electronics

Active Mini begeistert Menschen, die keine traditionellen Hörgeräte tragen möchten und kompromisslose audiologische Performance plus Bedienkomfort schätzen.

- Innovative Hörgeräte in außergewöhnlichem Earbud-Design
- Im-Ohr-Hörgeräte ohne Maßanfertigung
- Direct-Streaming von iOS-Geräten sowie ASHA- und LE Audio-fähigen Android-Geräten
- Hands-free-Telefonie möglich
- Mobiles Lade-Etui für unterwegs mit sechs weiteren vollen Ladungen
- Einfachste Handhabung durch automatisches Ein- und Ausschalten über das Ladegerät
- Leichte Erkennung der richtigen Seite durch Kennzeichnung R und L auf der Innenseite
- Automatische Steuerung des Klangs bei wechselnden Situationen
- Signia Assistant für eigene Klanganpassungen per App
- Fernbedienung per Signia App oder Fernbedienung
- Geeignet für leichte bis mittelgradige Hörminderungen




Design



Mobiles Laden



Instant Fit



Erweiterte
Eingangsdynamik



Auto
EchoShield



Signia App



Bluetooth



LE Audio



Signia
Assistant



Verfügbar in den Farben:



Mobiles Lade-Etui für unterwegs



Über Signia

Signia, ein Teil der WSA-Gruppe, ist eine der weltweit führenden Marken für Hörgeräte. Mit ikonischen Innovationen denken wir Hörgeräte neu. Wie sie aussehen, wirken, klingen. Unser Ziel dabei: Menschen begeistern und bewegen. Wir begreifen eine Hörminderung nicht als Einschränkung.

Gemeinsam mit unseren Partnern, den unabhängigen Hörakustik-ExpertInnen, gleichen wir Hörverlust nicht nur aus. Unsere Produkte ermöglichen HörgeräteträgerInnen, mehr zu leisten als bisher. Nicht einfach besser, sondern brillant zu sein. Brillant zu hören – in jedem Wort, Takt und Atemzug.

Signia. Be Brilliant.

Die Informationen in diesem Dokument enthalten allgemeine Beschreibungen der technischen Möglichkeiten, welche im Einzelfall nicht immer vorliegen müssen, und ohne vorherige Bekanntgabe abgeändert werden können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind daher im Einzelfall bei Vertragsabschluss festzulegen.

Die Bluetooth®-Wortmarke und das Logo sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth® SIG, Inc. Jegliche Nutzung dieser Marke durch die Signia GmbH geschieht unter Lizenz. Andere Handelsmarken und -namen gehören den jeweiligen Inhabern.

Android und Google Play sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Apple App Store ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.

Kontakt:

Signia GmbH
Henri-Dunant-Straße 100
91058 Erlangen

10249441 | Gedruckt in Deutschland
© 08.2026 Signia GmbH

Sie finden uns unter:



signia.net



facebook.com/SigniaHearingGermany



youtube.com/SigniaHearing



instagram.com/Signia.Deutschland