



Aumente su eXperiencia auditiva

Oír no siempre resulta fácil: un gran grupo de gente hablando al mismo tiempo, demasiado ruido de fondo... Los nuevos audífonos Pure C&G AX desentrañan esa confusa combinación de sonidos para que usted pueda centrar su atención con facilidad en lo que quiere oír. Disponibles también en una versión con T-coil (T) para quienes deseen conectarse directamente a sistemas de bucle de audio o como versión CROS.

Los audífonos Pure C&G AX afrontan cualquier reto acústico para que usted sea brillante cada día.



Acerca de Signia

Signia es una de las principales marcas de audífonos del mundo. Nuestro objetivo es mejorar la audición de las personas mediante innovaciones sobresalientes que definen la categoría de audio graduado. Nos negamos a aceptar la pérdida auditiva como una limitación. No se trata de corregir una pérdida, sino de lograr un valor diferencial. No se trata de funcionar, sino de funcionar de forma extraordinaria. No solo de volver a oír, sino de oír mejor que nunca. Oír cada palabra, ritmo y respiración. Con Signia, usted puede ser extraordinario.

La información plasmada en este documento contiene descripciones generales de las opciones técnicas disponibles, que no tienen que estar presentes en todos los casos particulares y están sujetas a cambio sin previo aviso.

Los logotipos y la marca Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas por parte de WSAUD A/S se realiza con licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Puede encontrarnos en:



signia.net



facebook.com/signiahearingSpain

Be Brilliant™



Sumérgase en
una excepcional
claridad del habla



signia

Pure Charge&Go AX






Sea brillante con Pure C&G AX

Nuestros nuevos audífonos Pure C&G AX cambian su forma de oír el mundo. Se acabaron los esfuerzos para oír el habla por encima del ruido de fondo: nuestra revolucionaria tecnología Augmented Focus™ le permite seguir las conversaciones con facilidad, incluso en situaciones difíciles de escucha.

Repleto de todas las características de alta tecnología que usted necesita para brillar de verdad: con Pure C&G AX, usted puede ser brillante.



Augmented
Xperience



Augmented
Xperience




Paisaje sonoro
inmersivo


Aumente su experiencia auditiva

Los audífonos Pure C&G AX ofrecen una experiencia auditiva sin precedentes que va más allá de las anteriores soluciones con sonido natural. Esto lo llamamos audición aumentada, que proporciona una excepcional claridad del habla con un asombroso paisaje sonoro inmersivo en cualquier situación.

Augmented Focus™



Estos dispositivos de alta tecnología utilizan nuestra innovadora plataforma Augmented Xperience, inspirada en el mismo principio que las películas en 3D, donde las imágenes principales aparecen justo delante de usted, mientras que el fondo se mantiene más alejado. Esto es posible porque incorporamos, por primera vez, dos procesadores diferentes: uno para los sonidos destacados, como la voz de su interlocutor, y otro para el entorno.



Conectividad con
Android y iPhone

Recarga sobre
la marcha

Audio graduado que da resultados

Los audífonos Pure C&G AX están repletos de todas las características de alta tecnología que usted necesita, como transmisión Bluetooth para sus llamadas telefónicas y música desde dispositivos Android y iOS, así como terapias avanzadas para el tinnitus que hacen más cómoda su vida con tinnitus.

Estos estilizados, modernos y versátiles audífonos son además recargables, proporcionándole hasta 36 horas de uso en una sola carga con 5 horas de transmisión. Incluyen un cargador de mesa, que se puede mejorar con un cargador portátil o un cargador de secado y limpieza.




Cargador Pure



Cargador Portátil
Pure



Cargador de
Secado y Limpieza
Pure



Comprensión del habla aumentada

Detección automática de situación


Sumérjase en una excepcional claridad del habla

Nuestra revolucionaria tecnología de procesamiento le ofrece la mejor comprensión del habla, incluida una voz propia con sonido natural gracias al Procesamiento de la Propia Voz (OVP).

La tecnología de detección avanzada reconoce si usted está en movimiento y detecta automáticamente en qué situación auditiva se encuentra para que disfrute siempre del mejor sonido posible a lo largo del día.

Tanto la versión estándar como la versión con T-coil de Pure C&G AX están disponibles en una gama de colores para todos los gustos.





Asistente
digital de IA

Asistencia personal, en la palma de la mano

La gama completa de Pure C&G AX se conecta a la App Signia, que incluye Signia Assistant y la asistencia TeleCare. Con el uso de inteligencia artificial, Signia Assistant le ofrece asistencia inmediata cada vez que necesita cambiar los ajustes.

Signia TeleCare le permite estar en contacto con su especialista en audición para obtener asistencia adicional en cualquier lugar cuando la necesite. La App Signia hace las veces de un especialista en audición de bolsillo, para que usted sea brillante en cualquier situación.



Compatible con Android y iOS. La aplicación es gratuita.

Puede conocernos mejor en [signia.net](https://www.signia.net)
O, si lo prefiere, puede pedir a su especialista en audición más información sobre los prácticos accesorios y audífonos de la gama Pure C&G AX o sobre la App Signia.