




Elija el audífono revolucionario que mejor se adapte a sus necesidades:

Insio C&G AX.

Características principales

- Diseño más pequeño y discreto para comodidad durante todo el día.
- Carga sin contacto
- Conectividad a Android³ y iPhone
- Asistente Signia
- Auto EchoShield
- Manos Libres para iOS



Insio AX

Acerca de Signia

Signia es una de las marcas de audífonos líderes en el mundo. Nuestro objetivo es mejorar el desempeño humano a través de innovaciones icónicas que dan forma a la categoría de audio de prescripción. Nos negamos a aceptar la pérdida auditiva como una limitación. No se trata de corregir una pérdida, se trata de obtener una ventaja. No solo actuando, sino actuando de manera brillante. No solo oír nuevamente, sino poder oír mejor que nunca. Oír cada palabra, latido y respiración. Con Signia, usted puede Ser Brillante.

La información de este documento contiene descripciones generales de las opciones técnicas disponibles, que no siempre tienen que estar presentes en casos individuales y están sujetos a cambios sin previo aviso.

El término de la marca Bluetooth® y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por WSAUD A/S es bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. Otras marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

1 Jensen, Pischel, Taylor, Schulte: Performance of Signia AX in At-Home Listening Situations (Signia White Paper, 2021)

2 Jensen, Hoydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New Split-processing Paradigm (Hearing Review 2021;28(6):24-27)

3 Todos los teléfonos Android son compatibles con ASHA

4 Hoydal, Fisher, Wolf, Branda, Aubreville: Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows individualized hearing care (Hearing Review 2020;27(7):22-26)


Pedido No. 04725-99C1-7800
© 09.2021 WSAUD A/S

Encuéntrenos en:

- signia.net/es
- facebook.com/signiahearing
- youtube.com/signiahearing
- instagram.com/signiahearing

Be Brilliant™

Recargable a medida para una excelente claridad del habla



signia



Nuevo

Auto EchoShield + Manos Libres para iOS

Insio Charge&Go AX



La claridad de habla y las funciones del audífono que desea

Nuestros audífonos recargables Insio Charge&Go AX ahora le brindan la mejor experiencia auditiva tanto para lo que sucede a su alrededor como para la forma en que se escucha a usted mismo. Adaptado a la forma individual de su canal auditivo, Insio C&G AX se coloca discretamente dentro de su oído para brindar comodidad durante todo el día. Nuestro nuevo Auto EchoShield mejora aún más la plataforma líder de audiología Augmented Xperience para garantizar una claridad del habla excepcional, incluso en situaciones ruidosas.¹

Un abrumador 95% de los participantes en un estudio reciente, informaron estar satisfechos con Augmented Xperience (AX).¹

Con Insio C&G AX de Signia, usted puede Ser Brillante.

AX Augmented Xperience



Augmented Xperience



Auto EchoShield

No se pierda ni una palabra

Augmented Xperience (AX) utiliza nuestra revolucionaria tecnología Augmented Focus™ para separar el sonido del habla de los sonidos del entorno, procesarlos por separado y crear un contraste claro. Luego los vuelve a combinar para brindarle una claridad de habla excepcional en un entorno totalmente envolvente.

Ahora, con Auto EchoShield, AX funciona mejor que nunca al ofrecer una reducción de eco automática en tiempo real que garantiza la comodidad auditiva en todas las situaciones, incluso en salas con gran cantidad de ruido de fondo.

El resultado es una excelente comprensión del habla en entornos domésticos¹, una mejor comprensión del habla en ruido¹ y una audición superior a la normal en un escenario de fiesta probado.²



Adaptación Personalizada




Recargable



Conectividad Android y iPhone



Manos Libres para iOS



Asistente IA

Carga sin contacto para energía sin esfuerzo

Estos son los primeros audífonos hechos a medida sin contactos de carga. Simplemente coloque Insio C&G AX en el Cargador Insio sin preocuparse por ningún contacto de carga, cárguelos mientras descansa o duerme y ya estará listo para usar. Y continúa durante todo el día con hasta 20 horas de uso con una sola carga.



Cargador Insio

Puede elegir entre dos versiones diferentes de Insio C&G AX: una que se coloca en el oído (ITE) y otra que se coloca aún más discretamente en el canal auditivo (ITC).

Conectividad Android y iPhone

Insio C&G AX también le brinda conectividad Bluetooth de última generación para dispositivos Android³ e iOS. De modo que pueda transmitir fácilmente sus llamadas telefónicas, música y audio de TV directamente a sus audífonos con sonido digital de alta calidad. El nuevo Manos Libres para iOS ahora también le permite realizar y recibir llamadas telefónicas sin necesidad de hablar directamente en su teléfono. También puede conectar sus audífonos a la Signia app, que cuenta con inteligencia artificial (IA) a través del Asistente Signia.



Inspirado en la forma en que la red neuronal del cerebro humano resuelve los desafíos, el Asistente Signia ofrece soporte inmediato siempre que necesite ajustar cualquier configuración.

La IA de la red neuronal profunda en vivo que impulsa al Asistente Signia marca una revolución en el cuidado de la audición. Es un sistema vivo que aprende continuamente sobre sus necesidades individuales en situaciones específicas. Como resultado, el 93 % de los usuarios de audífonos consideran que el Asistente Signia es una innovación significativa que aumenta su satisfacción con sus audífonos en situaciones auditivas difíciles. Un abrumador 87 % elegiría audífonos con un asistente digital de IA de este tipo.⁴



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Compatible con Android e iOS. La aplicación es gratis.

Descubra más en signia.net/es

O consulte a su profesional de la audición para obtener información sobre los audífonos Insio C&G AX, accesorios útiles y la aplicación Signia.