



Principali caratteristiche

- Comprensione ottimale del parlato
- Connettività Android³ & iPhone
- Signia Assistant
- Ricaricabilità per Pure C&G AX e Pure C&G T AX
- Pure C&G T AX dotato di telecoil per una connessione dedicata a sistemi ad induzione
- CROS Pure C&G AX e CROS Pure 312 AX per chi ha un'ipoacusia non protesizzabile
- Own Voice Processing 2.0 New
- Auto EchoShield New
- HandsFree per iOS New



Chi siamo

Signia è uno dei brand leader nel mondo nella produzione di apparecchi acustici. Il nostro obiettivo è migliorare le esperienze delle persone attraverso innovazioni iconiche. Ci rifiutiamo di pensare che l'ipoacusia sia un limite, vogliamo non solo correggere una perdita uditiva ma garantire un reale vantaggio, non solo per sentire di nuovo, ma per sentire nel modo migliore di sempre. Desideriamo far tornare ad ascoltare ogni parola, ogni battito, ogni respiro.

Con Signia, i suoni tornano a brillare.

Le informazioni riportate nel presente documento rappresentano una descrizione generale delle funzionalità tecniche. Queste potrebbero non essere disponibili in tutti i singoli casi e possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Il marchio Bluetooth® è di proprietà della Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di WSAUD A/S è su licenza. Tutti gli altri marchi e nomi commerciali citati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

¹ Jensen, Pischel, Taylor, Schulte: Performance of Signia AX in At-Home Listening Situations (Signia White Paper, 2021)

² Jensen, Heydal, Branda, Weber: Augmenting Speech Recognition with a New Split-processing Paradigm (Hearing Review 2021;28(6):24-27)

³ Telefoni Android compatibili ASHA

⁴ Dato basato su 17 ore di utilizzo al giorno incluse 5 ore di streaming

⁵ Hoydal, Fisher, Wolf, Branda, Aubreville: Empowering the wearer: AI-based Signia Assistant allows individualized hearing care (Hearing Review 2020;27(7):22-26)

Contatto locale
Sivantos Srl
Via Pontina km 29
00071 Pomezia (RM)
Tel. 0287218600

Codice n. 072 03 22
Stampato in Italia
© 09.2021 WSAUD A/S

Puoi trovarci su:

- www.signia.net/it-it/
- facebook.com/signiahearing
- youtube.com/signiahearing
- instagram.com/signiaitaly



Be Brilliant™

Vivi un'esperienza sonora chiara e definita



signia

Pure 312 AX
Pure Charge&Go AX
Pure Charge&Go T AX

Novità

Auto EchoShield + Own Voice Processing 2.0 + HandsFree per iOS




Be Brilliant con Pure AX

I nostri apparecchi acustici Pure AX cambiano il modo di percepire il mondo. Non dovrai più sforzarti di sentire il parlato in situazioni rumorose: la nostra rivoluzionaria tecnologia Augmented Focus™ ti permette di seguire facilmente il parlato anche in situazioni sonore complesse.

Grazie alle nuove caratteristiche Auto EchoShield e Own Voice Processing 2.0 (OVP), l'esperienza sonora diventa ancora più ottimale, anche in contesti rumorosi.³ In uno studio recente, il 95% dei partecipanti ha affermato di essere ampiamente soddisfatto della nuova piattaforma Augmented Xperience (AX).²

Be Brilliant con Pure AX di Signia.





Augmented Xperience



Auto EchoShield




Own Voice Processing 2.0

Non perderti più nulla

La rivoluzionaria tecnologia Augmented Focus™ separa i suoni principali da quelli secondari, li elabora separatamente creando un contrasto netto e li ricombina per offrire un'eccezionale chiarezza del parlato con un incredibile paesaggio sonoro.

Ora, grazie a Auto EchoShield e Own Voice Processing 2.0, AX è ancora più performante. Auto EchoShield offre la funzionalità di riduzione eco in tempo reale, per un ascolto ottimale anche in presenza di stanze ampie con rumore di sottofondo. Own Voice Processing 2.0 permette invece di percepire la propria voce in modo ancora più naturale.

Alcuni studi recenti hanno portato a ottimi risultati in termini di performance sia dentro casa¹, sia in situazioni sonore difficili².



Connettività Android & iPhone



Ricaricabili o con pila 312

Soluzioni sonore performanti

Gli apparecchi acustici Pure AX sono dotati di funzionalità all'avanguardia come la connettività Bluetooth per ricevere chiamate o ascoltare la musica sia dai dispositivi iOS che Android. Sono inoltre presenti anche sistemi evoluti per la gestione del tinnitus. Pure C&G AX e Pure C&G T AX sono ricaricabili, offrono dalle 24 alle 36 ore di utilizzo con una sola ricarica, con 5 ore di streaming. In dotazione è disponibile il caricatore standard ma puoi scegliere il caricatore portatile o l'opzione aggiuntiva Dry&Clean. Gli apparecchi acustici Pure 312 AX sono alimentati da normali batterie che forniscono un'autonomia di circa 4 giorni.⁴




Caricatore Pure



Caricatore Pure portatile



Caricatore Pure Dry&Clean




HandsFree per iOS



Comprensione ottimale del parlato

Vivi un'esperienza sonora chiara e definita

La nostra rivoluzionaria tecnologia di elaborazione sonora assicura una comprensione ottimale del parlato, con un suono della voce il più naturale possibile, grazie a Own Voice Processing 2.0. L'innovativa tecnologia con sensori di movimento riconosce se ti stai muovendo e individua la situazione sonora in cui ti trovi, per garantirti sempre il suono migliore possibile, in ogni momento. Tutti i modelli Pure AX sono disponibili in una vasta gamma di colori per rispondere ad ogni esigenza.



Intelligenza Artificiale

Signia Assistant

Puoi connettere i tuoi dispositivi Pure AX a Signia app, che utilizza il sistema di Intelligenza Artificiale tramite Signia Assistant. Ispirato alla rete neurale che il cervello utilizza per risolvere i problemi, Signia Assistant offre supporto immediato in qualsiasi momento. La rete neurale di IA che guida Signia Assistant segna l'evoluzione del mondo audioprotesico. È un sistema in continuo apprendimento, in grado di individuare i bisogni di ogni individuo in un dato momento. Il 93% degli utilizzatori di apparecchi acustici ritiene che Signia Assistant sia un'innovazione davvero significativa in quanto li aiuta nelle situazioni difficili di ascolto aumentando così il livello di soddisfazione. L'87% sceglierebbe apparecchi acustici con l'assistente digitale IA.⁵



Compatibile con Android e iOS. Disponibile gratuitamente.

Scopri di più su www.signia.it

Oppure chiedi al tuo audioprotesista maggiori informazioni sugli apparecchi Pure AX, gli accessori utili e Signia app.